



PAX Tragenauflage mit Temperatur Management System

Die PAX-Tragenauflage TMS wurde entwickelt, um den Liegendtransport für Patienten so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Sie wird auf den Fahrtragen befestigt und durch das Patientengurtsystem gehalten.

Das Heizsystem kann bereits lange vor dem Erreichen des Einsatzortes eingeschaltet werden und bietet nicht nur in der kalten Jahreszeit einen angenehmen Mehrwert.



Maße:

Höhe: ca. 10 cm

Breite: ca. 130 - 196 cm

Tiefe: ca. 42 - 55 cm

(Je nach Modelausführung.)



Farbe: Schwarz



Einsatzbereich: Professionell

PAX-Tragenauflage TMS

Beispielmodellabbildungen



PAX-Tragenauflage TMS (Produktvarianten)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
291707203	PAX Tragenauflage TMS Spencer STX 777+
291717203	PAX Tragenauflage TMS Spencer STX 779
290777203	PAX Tragenauflage - TMS – Stollenwerk
290787203	PAX Tragenauflage - TMS - Stollenwerk CPS
290797203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker M1
290807203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker Power Pro
290817203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker Power Pro XT extra breit
290837203	PAX Tragenauflage - TMS - Ferno Mondial
290847203	PAX Tragenauflage - TMS - Ferno Viper
290857203	PAX Tragenauflage - TMS - Kartsana BRAVA SILVER JUPITER





it's all about performance

Weitere
Informationen:




PAX TMS Power Pack

Der Akku für das TMS-System

Das PAX TMS Power Pack sorgt für eine zuverlässige Energieversorgung im Einsatz.
Der Akku erreicht selbst bei -10°C eine Laufzeit von ca. 3 bis 3,5 Stunden, gemessen bei einem durchschnittlichen 75 kg-Patienten in höchster Heizstufe. Bei kräftigeren Patienten verlängert sich die Laufzeit entsprechend.

Die Ladezeit beträgt rund 3 Stunden.
Die Plug-and-Play-Bedienung ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung im Arbeitsalltag.



Art.-Nr. 290010000S

PAX TMS Power Pack

PAX TMS Ladesystem

für den weltweiten Einsatz

Das PAX TMS Ladesystem umfasst die Ladeschale und das Netzteil (100-240V) mit dazugehörigem Netzkabel.

Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 290010000

PAX TMS Ladeschale

PAX Vakuummatratzen

sichere Immobilisation und komfortabler
Patiententransport

Auch mit Wärmefunktion
als TMS Variante
für alle Bauformen
verfügbar.

