



# Datenblatt PAX RSQ Cocoon

Art. Nr.: 292630451

## PAX RSQ Cocoon

- ▲ Rettungs- und Transportsystem für den Einsatz im Rettungsdienst, in der Wasserrettung sowie im Katastrophenschutz für kalte, nasse Umgebungen und hochalpines Gelände
- ▲ Thermosack wiederverwendbar, Saugschicht Einwegmaterial und wechselbar
- ▲ Schutz vor Hypothermie durch Thermodecke und aluderm® Wundauflage
- ▲ Innenseite mit hochaktiver Saugschicht ausgestattet
- ▲ Verfügt über 10 Handgriffe für eine patientenschonende Rettung und Transport
- ▲ Vakuuiert auf nur 12 cm Stärke für eine platzsparende Lagerung



Datenblatt PAX RSQ Cocoon

### Technische Daten:

- ▲ Belastbarkeit: 320 kg
- ▲ Verfügt über 10 Handgriffe für den schonenden Transport
- ▲ Flüssigkeitsaufnahme: 15,00 Liter



(LxBxH):  
200 x 80 x 5 cm (geöffnet)  
4,50 kg



51

D

PRO



### Innovative Materialkombination

Die innovative Materialkombination aus PAX Dura, PAX PES und PAX Fleece Tec, ermöglicht einen effektiven Wärmeerhalt durch die gezielte Erhaltung der Körperwärme. Absorbierendes Saugvlies und aluderm® gewährleisten eine effektive Aufnahme und Ableitung von Feuchtigkeit und unterstützen so trockene Umgebungsbedingungen im Kontaktbereich. Die robuste Außenhülle aus PAX Dura zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus. Das Innenmaterial aus PAX PES besteht aus einem bakterien- und virendichten Polyesterüberzug, der für die chemische Reinigung geeignet und trocknerbeständig ist. Die Thermoregulationsschicht aus PAX Fleece ist waschbar und antibakteriell ausgeführt. Der Wärmeerhalt bleibt auch im durchnässten Zustand zuverlässig gewährleistet. Das integrierte, wechselbare Saugvlies auf der Liegefläche verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität von bis zu 15 Litern Flüssigkeit. Es bindet wässrige Medien z.B. aus durchnässter Kleidung oder Körperflüssigkeiten zuverlässig, ohne diese an den Patienten zurückzugeben, und trägt damit wesentlich zur Verbesserung von Hygiene, Patientenschutz und Sicherheit im Einsatz bei.



**Hersteller:**  
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG  
Westerburger Weg 30  
26203 Wardenburg/Deutschland

Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0  
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99  
E-Mail: info@pax-bags.de  
Internet: www.pax-bags.com

**Stand:**  
Mai 2026



### Sicherer Patiententransport

Der PAX RSQ Cocoon verfügt über jeweils vier Handgriffe an den Längsseiten und zwei an den Stirnseiten. Dadurch kann der Patient zügig, sicher und möglichst schonend gerettet und transportiert werden.

Als Medizinprodukt ist das Rettungs- und Transportsystem nach den anwendbaren Anforderungen der DIN EN 1865-1 geprüft.

### Zugang zum Patienten von allen Seiten

Beidseitige Zugänge mit jeweils vier Reißverschlussschiebern ermöglichen jederzeit die gezielte Sichtung und Versorgung von Verletzungen sowie die Ableitung von Vitalparametern – ohne zusätzliche Belastung des Patienten.

Der PAX RSQ Cocoon lässt sich bei Bedarf vollständig öffnen, um eine schnelle und effektive medizinische Versorgung sicherzustellen. Eine Umlagerung ist nicht erforderlich – der Patient verbleibt vom Einsatzort bis zur definitiven Versorgung vor Hypothermie geschützt im PAX RSQ Cocoon.



### Optimierter Kopfschutz

Die abnehmbare Kapuze aus aluminiumbeschichtetem Material ist integriert und verstärkt den Schutz vor Wärmeverlust.



### Kompakte Lagerung und Transport

Im vakuierten Zustand reduziert sich die Materialstärke auf nur 12 cm.

Dadurch lässt sich der PAX RSQ Cocoon besonders platzsparend verstauen.

