



PAX Tragenauflage mit Temperatur Management System

Die PAX Tragenauflage - TMS wurde entwickelt, um den Liegendtransport für Patienten so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Sie wird auf den Fahrtragen befestigt und durch das Patientengurtsystem gehalten.

Das Heizsystem kann bereits lange vor dem Erreichen des Einsatzortes eingeschaltet werden und bietet nicht nur in der kalten Jahreszeit einen angenehmen Mehrwert.



PAX Tragenauflage - TMS
Beispielmodellabbildungen



Maße:

Höhe: ca. 10 cm

Breite: ca. 130 - 196 cm

Tiefe: ca. 42 - 55 cm

(Je nach Modelausführung.)



Farbe: Schwarz

Einsatzbereich: Professionell



PAX Tragenauflage - TMS (Produktvarianten)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
291707203	PAX Tragenauflage - TMS - Spencer QMX 777+
291717203	PAX Tragenauflage - TMS - Spencer QMX 779
290777203	PAX Tragenauflage - TMS - Stollenwerk
290787203	PAX Tragenauflage - TMS - Stollenwerk CPS
290797203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker MI
290807203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker Power Pro
290817203	PAX Tragenauflage - TMS - Stryker Power Pro XT
290837203	PAX Tragenauflage - TMS - Ferno Mondial
290847203	PAX Tragenauflage - TMS - Ferno Viper
290857203	PAX Tragenauflage - TMS - Kartsana BRAVA SILVER JUPITER
290827203	PAX Tragenauflage - TMS - Ferno IN-X
290867203	PAX Tragenauflage - TMS - Kartsana SUPERBRAVA
291443503	PAX Tragenauflage - TMS - Frestems






PAX TMS Power Pack

Der Akku für das TMS-System

Das PAX TMS Power Pack sorgt für eine zuverlässige Energieversorgung im Einsatz. Der Akku erreicht selbst bei $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eine Laufzeit von ca. 3 bis 3,5 Stunden, gemessen bei einem durchschnittlichen 75 kg-Patienten in höchster Heizstufe. Bei kräftigeren Patienten verlängert sich die Laufzeit entsprechend.

Die Ladezeit beträgt rund 3 Stunden. Die Plug-and-Play-Bedienung ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung im Arbeitsalltag.



Art.-Nr. 290000000

PAX TMS Power Pack



Art.-Nr. 290010000S

PAX TMS Ladegerät 220V - mit Anschlusskabel

PAX TMS Ladesystem

Das PAX TMS Ladesystem umfasst die Ladeschale und das Netzteil (100-240V) mit dazugehörigem Netzkabel.

Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

PAX Vakuummatratzen - TMS

Sichere Immobilisation und komfortabler Patiententransport

Auch mit Wärmefunktion
als TMS Variante
für alle Bauformen
verfügbar.

