



PAX Temperature Management Systems

Matelas de brancard avec système de gestion de la température (TMS)

Le PAX Strecher Mattress - TMS a été développé afin de rendre le transport des patients en position allongée le plus confortable possible. Il est fixé sur les brancards et maintenu en place par le système de sangles du patient.

Le système de chauffage peut être activé bien avant l'arrivée sur le lieu d'intervention et offre une valeur ajoutée appréciable, notamment pendant la saison froide.



PAX Strecher Mattress - TMS
Illustrations de modèles
à titre d'exemple



Dimensions :

Hauteur : env. 10 cm

Largeur : env. 130 - 196 cm

Profondeur: env. 42 - 55 cm

(Selon le modèle.)



Couleur : Noir



Domaine d'utilisation : Professionnel



PPAX Strecher Mattress - TMS (variantes de produit)

Réf. article	Désignation
291707203	PAX Strecher Mattress - TMS - Spencer QMX 777+
291717203	PAX Strecher Mattress - TMS - Spencer QMX 779
290777203	PAX Strecher Mattress - TMS - Stollenwerk
290787203	PAX Strecher Mattress - TMS - Stollenwerk CPS
290797203	PAX Strecher Mattress - TMS - Stryker M1
290807203	PAX Strecher Mattress - TMS - Stryker Power Pro
290817203	PAX Strecher Mattress - TMS - Stryker Power Pro XT
290837203	PAX Strecher Mattress - TMS - Ferno Mondial
290847203	PAX Strecher Mattress - TMS - Ferno Viper
290857203	PAX Strecher Mattress - TMS - Kartsana BRAVA SILVER JUPITER
290827203	PAX Strecher Mattress - TMS - Ferno IN-X
290867203	PAX Strecher Mattress - TMS - Kartsana SUPERBRAVA
291443503	PAX Strecher Mattress - TMS - Frestems





PAX TMS Power Pack

La batterie pour le système TMS


Le PAX TMS Power Pack assure une alimentation électrique fiable en intervention.

La batterie atteint une autonomie d'environ 3 à 3,5 heures, même à -10 °C, mesurée avec un patient moyen de 75 kg au niveau de chauffage maximal.

Pour des patients plus corpulents, l'autonomie augmente en conséquence.

Le temps de charge est d'environ 3 heures.

Le système Plug-and-Play permet une utilisation simple et sûre au quotidien.



Réf. article : 290000000

PAX TMS Power Pack



Réf. article : 290010000S

PAX TMS Charger 220V - with power cord

PAX TMS Système de chargement

Le système de charge PAX TMS comprend le socle de charge et le bloc d'alimentation (100-240 V) avec le câble d'alimentation correspondant.

La batterie n'est pas comprise dans la livraison.

PAX Vacuum Mattresses - TMS

Matelas à dépression

Immobilisation sûre et transport confortable du patient

Également disponible avec fonction chauffante en version TMS pour toutes les formes et modèles.

