



PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage

Die PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage ist eine kompakte und leichte Rettungstrage für den professionellen Einsatz in der technischen Rettung sowie in Notfallsituationen mit beengten Platzverhältnissen. Die zweifach faltbare Konstruktion vereint hohe Stabilität mit kompakter Bauweise und unterstützt den sicheren Patiententransport auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist die innovative ezLock-Verriegelungsfunktion:

Der einhändig bedienbare Mechanismus verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der Patiententrage und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit sowie eine schnelle Einsatzbereitschaft im Rettungseinsatz.

Dank der kompakten Bauweise kann die PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage im speziell dafür konzipierten PAX RSQ Transportrucksack 2-fold ezLock Patiententrage verstaut und transportiert werden.

Art.-Nr.: 291234351

PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage



(HxBxT): 183 x 41 x 3 cm




(HxBxT): 60,5 x 41 x 10 cm



6,00 kg

51

PRO





PAX RSQ Transportrucksack 2-fold ezLock Patiententrage

Der PAX RSQ Transportrucksack 2-fold ezLock Patiententrage wurde speziell für den sicheren Transport und die platzsparende Unterbringung der PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage entwickelt. Dank seines faltbaren Designs lässt sich der Transportrucksack besonders kompakt und platzsparend verstauen.

Im zusammengefalteten Zustand kann er direkt an der PAX RSQ 2-fold ezLock Patiententrage befestigt werden und steht somit jederzeit transportbereit und schnell griffbereit zur Verfügung.

Ein integrierter Schnellöffnungsmechanismus ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Patiententrage und unterstützt ein effizientes Handeln in zeitkritischen Einsatzsituationen.

Zusätzlich ist der Rucksack mit einem wünschbaren Griff ausgestattet und eignet sich dadurch optimal für technische Rettungsszenarien sowie Einsätze in der Seil- und Höhenrettung.



Art.-Nr.: 290470151

PAX RSQ Transportrucksack 2-fold ezLock Patiententrage



(HxBxT): 56 x 43 x 12 cm

51



0,73 kg

PRO

