



## **Katalog 9.0**

Auszug Kategorie: Taschen

## **Catalogue 9.0**

*Extract from category: Bags*





## Taschen

Unsere PAX-Taschen sind echte Retter in der Not. Anregungen aus der Praxis ermöglichen eine ständige Optimierung, wodurch es wirklich für jeden Fall und jeden Einsatz die perfekte Tasche gibt. PAX-Taschen bieten dir ausreichend Platz für alles was du brauchst, besten Tragekomfort und optionale Zusatzausstattungen. Auch komplette Sonderanfertigungen jeder Art sind kein Problem!

## Bags

*Our PAX-bags are real lifesavers in a case of emergency. Suggestions from use of our bags in practical situations allow them to be constantly optimised, so there really is a perfect bag for every occasion and every application. PAX-bags provide you with enough space for everything you need, excellent carrying comfort and optional extras. Even custom-made products of any type are no problem!*



Taschen  
Bags

Taschen  
Bags



Art.-Nr. 20062 ...

### PAX First Responder

Kompakte Notfalltasche für die Basisausrüstung im Privat- oder Dienstwagen, oder auch für die SEG. Seitentaschen für die Verbandmittel, Deckeltasche und viele Schlaufen im durch den Reißverschluss geschützten Innenbereich. Einsteckfächer und Schlaufen für den Schnellzugriff auf der Front.

#### PAX First Responder

Compact emergency bag for the storage of basic equipment in private and official vehicles and also for rapid response units. Side pockets for dressings, a top pocket and also many loops in the Insert compartments, which is protected by the zippers. Slip-in pockets and loops on the front for rapid access.

25,5x40x22 0,98

01 07 08 09

P D



SEG PRI



Art.-Nr. 20063 ...

### PAX Essen

Die vergrößerte Version für die erweiterte Basisausrüstung im Privat- oder Dienstwagen, oder auch für die SEG. Zusätzliche Trennwand zur Stabilisierung und übersichtlichen Unterteilung der Tasche. Einsteckfächer und Schlaufen im Schnellzugriff auf der Front.

#### PAX Essen

Enlarged version for storing additional basic equipment in private and official vehicles and rapid response units. Additional partition to provide stability and overview of the bag's segmentation. Insert compartments and loops for rapid access on the front.

25,5x48x24 1,43

01 08

P D



SEG PRI



Art.-Nr. 20065 ...

### PAX Oldenburg

Gepolsterte Notfalltasche für die umfangreiche Basisausrüstung mit variabler Inneneinteilung, großen Seiten- und Fronttaschen, sowie 2 x der Innentasche „M“. Die Fronttasche ist auf die Unterbringung von Infusionszubehör inkl. Infusionen vorbereitet. Die Rückwandtasche ist ausgelegt für Intubationszubehör inkl. Endotuben in einem Tubenfächer.

#### PAX Oldenburg

Padded emergency bag with space for a large amount of basic equipment. Adjustable interior partitions, large side and front pockets and 2x inner pouch „M“. The front pocket is designed for storing intravenous drip accessories incl. drips. The pocket on the back is suited for intubation accessories incl. endo-tubes in a tube compartment.

32,5x58,5x36,5 1,90

01 08

P TEC



PRO SEG POS



Art.-Nr. 20066 ...

### PAX Dresden

Notfalltasche für den professionellen Einsatz passend zum POS. Die Inneneinteilung ist variabel, die Front- und Rückwandtaschen können jeweils eines der Module aufnehmen: Modul XL, Infusion XL, Intubation XL, Ampullarium L oder XL. In die Seitentaschen passt das Ampullarium XS bzw. S. Schnellzugriffdeckelfach mit Doppelreißverschluss. Alternativ kann die Schlaufen- und Trennwandeinteilung der großen Taschen verwendet werden. Lieferung inkl. Schultergurt und 2x Innentasche „M“.

#### PAX Dresden

Emergency bag for professional use. The internal compartments are variable in size, the front and back pockets can hold the intravenous drip XL, intubation XL, ampoule holder - L or XL modules. The ampoule holder - XS and S fits into the side pocket. Quick access top pocket with two-way zip. Alternatively, the loop and partition divider of the large bag can be used. Supplied with Comfort shoulder strap and 2x Inner Pouch „M“.

38x60x38 3,00

01 07 08

P TEC



PRO SEG POS





Art.-Nr. 20067 ...

## PAX Gladbach

Notfalltasche für den professionellen Einsatz. Die Inneneinteilung ist variabel, die Front- und Rückwandtaschen können jeweils die Module Infusion XL, Intubation XL, Ampullarium L und XL aufnehmen. Alternativ kann die Schlaufen- und Trennwandeinteilung der großen Taschen verwendet werden. In die Seitentasche passt das Ampullarium XS bzw. S. Schnellzugriffdeckel-fach mit Doppelreißverschluss. Lieferung inkl. Schultergurt und 2x Innentasche FT.

### PAX Gladbach

*Emergency bag for professional use. The internal compartments are variable in size, the front and back pockets can hold the intravenous drip XL, intubation XL, ampoule holder L and XL modules. Alternatively, the loop and partition divider of the large bag can be used. The ampoule holder -XS and S fit into the side pocket. Quick access top pocket with two-way zip. Supplied with Comfort shoulder strap and 2x inner pouch „FT“.*

38x74x35 3,56

01 08

P TEC



PRO SEG POS  
Icons: person, bag, person, bag



Art.-Nr. 20069 ...

## PAX Kindernotfalltasche

Der besonderen Herausforderung des pädiatrischen Notfalles begegnen wir mit dieser Tasche. Ein farbco-diertes Maßband und korrespondierende Innentaschen ermöglichen die Unterteilung der Notfallausrüstung in verschiedene Körpergrößenstufen. Zwei Beatmungsbeutel, Intubationsbesteck und Infusionen können im Korpus oder in den Seitentaschen untergebracht werden. Sehr kompaktes Design und eine besonders große Öffnung für bessere Übersicht. Inkl. Ampullarium BTM 9.

### PAX Paediatric emergency bag

*„We face the particular challenge of a paediatric emergency with this bag. A colour-coded measuring tape and corresponding inner pouches allow the emergency equipment to be divided up into different body sizes. Two resuscitation bags, intubation equipment and drips are stored in the body or the side pockets. Very compact design and special opening for better overview. Incl. ampoule holder BTM 9.“*

35x59x26 2,63

01 08

P TEC



PRO  
Icons: person, bag, person, bag



#### Hier steckt Extra drin:

- farblich markiertes Maßband
- Ampullarium BTM 9 zur Befestigung an der Taschenseitenwand
- speziell angepasstes Innentaschenset

#### This item has many extras:

- colour-marked measuring tape
- ampoule kit BTM 9 to be fastened to the lateral side of the bag
- specially adapted set of inner pockets





Art.-Nr. 200680208

## PAX Kindernotfall Erweiterung

Erweiterungstasche zum Notfallrucksack zur Aufnahme des speziellen Materials für den Kindernotfall. Intubationsbesteck und Endotrachealtuben werden übersichtlich im Deckel angeordnet, das restliche Material kann nach Altersstufen geordnet in den beiliegenden Modultaschen Platz finden.

## PAX Child-Emergency-Bag

Expanding pocket for the emergency backpack in order to hold special materials for child emergencies. Intubation equipment and endotracheal tubes are clearly arranged in the top. The remaining material finds its space in the included modular pockets to be packed according to the child's age.

11x36x49,5 1,41

08

P



PRO





Art.-Nr. 113110107

### PAX Arzttasche M

Die Tasche für den Hausarzt- oder den Arztnotdienst- besuch hier in einer sehr kompakten Version. Die Tasche lässt sich bequem per Magnetverschluss öffnen und schließen. Auf der Vorderseite befindet sich eine Tasche mit ausreichend Platz für ein Kartenlesegerät (inkl. Drucker) sowie eine extra Tasche für ein Tablet. Auf der Rückseite ist ein Fach für sämtliche Dokumente untergebracht.

### PAX Doctor's Bag M

A bag for the general practitioner in a smaller version. The bag can be conveniently opened and locked by a magnetic lock. On the front pocket there is a pocket with enough space for a card reading device (incl. printer) as well as an extra pocket for a tablet. On the back side there is a compartment for all documents.



PRO



28x38x31 2,33

07

D



Art.-Nr. 217600303

### PAX Notfalltasche GP

Kompakte Notfalltasche mit thematischer Unterteilung nach Versorgungsrichtung: Sicherung der Atemwege inkl. Sauerstoffflasche oder Kreislaufversorgung mit AED-Vorhaltung. Die Deckel klappen zur Seite auf und der Zugriff in diese sehr übersichtlich eingeteilte Tasche erfolgt von oben. Schultergurte und Umhängegurt sind enthalten.

### PAX Emergency bag GP

Compact emergency bag with thematical sections according to kind of treatment: Securing of the airways incl. space for fixing an oxygen cylinder or securing of blood circulation supply with the option to place an AED inside. The covers open to the sides and this very clearly arranged bag is accessed from the top. Shoulder straps and backpack straps are included.

28x56x32 2,94

03

TEC



Art.-Nr. 200590401

### PAX Deckentasche

Praktische Tasche in tragbarer Größe für Decken und anderes Material. Sehr leicht durch PAX-Light.

#### PAX Blanket Bag

Practical bag with a portable size for blankets and other supplies. Very light due to PAX-Light

39x60x52 1,10

01

L



SEG

Art.-Nr. 100580207

### PAX Spineboard Zubehörtasche

Tasche für Fixiermittel, Schienen- und Stabilisierungsmaterial. Kann mittels Gurt oder direkt am Board befestigt werden.

#### PAX Spine board accessory bag

Bag for fixing agents, splint and stabilisation materials. Can be fixed directly to the board by means of a strap.

25x57x10 1,50

07

P



PRO

Art.-Nr. 101960204

### PAX Registrierungstasche MANV

Farblich organisierte Tasche für die Unterlagen bei MANV. Die Lieferung erfolgt inkl. Schultergurt.

#### Registration bag Emergency incidents with mass casualties

Colour-coded bag for documents relating to emergency incidents with mass casualties.

34x45x10 1,50

04

P



SEG PRI

Art.-Nr. 20064 ..

### PAX Einsatzleitertasche

Karten, Einsatzdokumentation, Krankenhauspläne, Einsatz- und/oder Dienstpläne, Funkgerät, Schreibmaterial und mehr sind in dieser Tasche kompakt unterzubringen. Eine Hängeregistratur sorgt dabei für schnelle Übersicht. Auf der Rückseite ist ein Fach für ein Clipboard.

#### PAX Head of operations bag

Maps, operational documentation, hospital plans, operational plans and/or duty rosters, radio equipment, writing materials and more can be stored compactly in this bag. A compartment for suspension files gives a rapid overview. On the back is a pocket for a clipboard.

26x47x28 1,60

01 03 07 08 09

P





Art.-Nr. 200720401

### PAX Erste Hilfe Tasche XS

Kleine Gürteltasche, mit Gürtelschleife quer und längs zu tragen, für die kleine Wundversorgung oder andere Notfälle, da auch persönliche Dinge hineinpassen.

#### PAX First Aid Bag XS

Small belt bag with belt loop which can be carried either transversely or lengthwise to the belt. Serves to hold materials for minor injuries or different emergencies as it offers enough space to store personal belongings.

10x7x4 0,04

01

L



PRI

Art.-Nr. 200730401

### PAX Erste Hilfe Tasche S

Die kleine PAX-Reiseverbandtasche erhältst du jetzt in neuer, noch schickerer Aufmachung und mit einer separaten, kleinen Reißverschluss-Tablettentasche. Dank des Griffes mit Steckschnalle kannst du sie schnell überall hin mitnehmen und aufhängen.

#### PAX First-Aid Bag S

The small PAX first aid kit is now available in a modified, even more stylish design and has a separate small Velcro pill pouch. The grip with buckles allows you to attach it and take it with you anywhere.

14x18x6 0,16

01

L



#### Ein(e) Plus

• in unseren Erste Hilfe Taschen S & M ist eine zusätzliche Tablettentasche im Lieferumfang enthalten. Tablettentasche (Art.-Nr. 154060401) auch einzeln im Zubehör erhältlich.

#### A bonus

• in our first-aid bags - S & M is an additional tablet bag included in the delivery. Tablet pocket (item no. 154060401) is also available separately as an accessory



Art.-Nr. 200740401

### PAX Erste Hilfe Tasche M

Eine Nummer größer als ihre Schwester in S. In diese Reiseverbandtasche passt das Verbandmaterial für mindestens 2 Personen hinein. Sie kommt ebenfalls in neuer Aufmachung und mit einer extra Reißverschluss-Tablettentasche daher.

#### PAX First-Aid Bag M

This bag is larger than the S-size. The first aid bag can be used to carry enough bandages for at least 2 people. It's also available in an updated version and with an extra Velcro pill pouch.

15x25x9,5 0,20

01

L



SEG

PRI

01

L

Art.-Nr. 200750401

### PAX Erste Hilfe Tasche L

Tasche mit auswechselbarem Erste Hilfe-Druck und weißem Kreuz auf grünem Grund. Passend für eine Füllung nach DIN 13157 und eigene Erweiterung. 2x Innentaschen (1x M, 1x S), die auch jede für sich als Minipack nutzbar sind.

#### PAX First Aid Bag L

Bag with interchangeable „First Aid“ tag showing a white cross on a green background. Enough space to be filled according to DIN 13157 and with other additional incl. 2x inner pouches (1x M, 1x S), which can also be used as a minipack.

19x25x10 0,48

01

L



Art.-Nr. 200760201

## PAX Erste Hilfe Tasche XL

Tasche zur Wandbefestigung, z.B. im Sanitätsraum. Fasst auch große Verbandssortimente, auf die auch an der Wand zugegriffen werden kann. Dabei lässt sie sich aber auch bequem zum jeweiligen Einsatzort mitnehmen. Wird einfach mit Haken und Ösen an der Wand befestigt.

### PAX First Aid Bag XL

Bag for wall mounting, e.g. in first aid rooms. Also holds a large selection of dressings which can be accessed when it is mounted at the wall. It can also be taken to the scene of an incident. It is secured to the wall simply with hooks and eyes.

29x37,5x17,5 1,25

01

P



### Die PAX Wandhalterung

- zur einfachen Aufhängung der Ersten Hilfe Tasche XL ist im Zubehör erhältlich.

### The PAX Wall Mount

- for easy suspension of the First Aid Bag XL available as an accessory.



Art.-Nr. 243870401

## PAX Erste-Hilfe-Tasche - wasserdicht

Für wildere Einsätze empfehlen wir dir unsere wasserdichte PAX-Verbandstasche mit Reißverschluss-Tablettentasche. Die Einteilung lässt sich herausnehmen. Du kannst die Tasche am Gürtel tragen, sie an den Befestigungsösen festmachen oder die Steckschnalle nutzen.

### PAX First-Aid Bag Water Proof

When your rescue mission takes you into the wilderness, we recommend our water-proof PAX first aid bag with Velcro pill pouches. The partition is removable. You can wear the bag on your belt, attach to the belt-eyes or use the buckle.

31x12x4,5 0,15

01

L



### Der Anfang

- der PAX Geschichte war hier in dieser Garage. Von genau hier startete PAX die ersten Schritte in die Welt.

### The history

- of PAX began here, in this garage. Exactly from here, PAX made its first steps into the world.





Art.-Nr. 156293508

### PAX Lenkertasche

Praktische, wasserdichte (IP54) Lenkertasche mit universellem Befestigungssystem für den Fahrradlenker mit integrierter Karten-/Handtasche.

#### PAX handle bar bag

Waterproof (IP54) handle-bar bag with universal mounting system for your bikes' handle-bar incl. waterproof map or mobile see through pouch.

20x25x18 0,85

01 08

P



PRO SEG PRI

03



Taschen  
Bags

Art.-Nr. 150933508

### PAX Fahrradtasche M - IP54

Wasserdichte (IP54) Fahrradtasche für die Front-Träger mit universellem Befestigungssystem, auch als kleine Gepäckträgertasche zu verwenden. Schneller Zugriff auf den Inhalt durch den zentralen Steckverschluß. Großer Innenraum für viel Ausstattung.

#### PAX pannier bag M - IP54

Waterproof (IP54) bike-bag for front rack with universal rack system. They can be used as small back rack bags as well. Fast access due to the center buckle closing mechanism with lots of space inside.

38x55x12 1,10

01 08

P



PRO SEG PRI

03

Art.-Nr. 125413508

### PAX Fahrradtasche L - IP54

Wasserdichte (IP54) Fahrradtasche, ausgestattet mit einem universellen Befestigungssystem können diese Gepäcktaschen an fast jedem Fahrradgepäckträger befestigt werden. Über den Steckverschluß ist schneller Zugriff auf den Inhalt gewährleistet. Mittels der Reißverschlüsse ist ein frontaler Eingriff in die Tasche möglich. Die Tasche lässt sich individuell mit Innentaschen und Modulen ausstatten. Das Design der Tasche erlaubt die Verwendung sowohl rechts als auch links am Gepäckträger.

#### PAX pannier bag L - IP54

The waterproof (IP54) pannier is equipped with a universal rack system which allows the bag to be attached to nearly every rack-system on the market. Due to its U-shape the bag may be used either side. The rolltop buckle allows easy access while the additional zippered front gives easy access to the interior when opened. This bag can be equipped with the optional inner-pouches sets or moduls.

50x35x14 1,35

01 08

P





## PAX Stuff-Bag M & L

Ob als Trägertasche oder als Rucksack macht dieses Raumwunder alles mit und begleitet Dich auf Deinen Wegen. Mit vier Handgriffen und Rucksackschultergurten im Deckel. Namensschild im Deckel für individuelle Beschriftung.

### PAX Stuff bag M & L

A PAX-Bag for all your belongings for travelling or sports activities with backpack-straps. Pocket for nametags, business cards etc.



Art.-Nr. 20238 ...

PAX Stuff-Bag M  
PAX Stuff bag M

35x60x36 1,51

01 03 06

P TEC



Art.-Nr. 20239 ...

PAX Stuff-Bag L  
PAX Stuff bag L

37x67x37 1,41

01 03 06

P TEC



Art.-Nr. 23063 ...

## PAX Stuff-Bag Trolley

Das integrierte Rollensystem macht aus dieser gefrässigen Tasche einen perfekten Reisebegleiter. Mit vier Handgriffen, Rucksackschultergurten im Deckel sowie Namensschild im Deckel für individuelle Beschriftung.

### PAX Stuff bag trolley

Our Stuff bag with integrated trolley system and backpack-straps is the perfect buddy for your travels. It has a huge hunger for your belongings. Pocket for nametags, business cards etc.

36x73x38 3,84

01 03 06

P TEC



**NEW**

## Neues Design

- Unsere Stuffbags verfügen über Schultergurte, die aus der Tasche im Nu einen Rucksack machen. Diese befinden sich nun auf der Vorderseite.
- Natürlich sind auch unsere neuen Schultergurte mit zusätzlichem Reflexmaterial ausgestattet.

## New Design

- Our stuff bags are provided with shoulder straps that make a bag to a backpack in a trice. The straps are now fastened on the front side.
- Of course, also our new shoulder straps are provided with additional reflective material.





Art.-Nr. 22562 ...

## PAX Bekleidungstasche L

Der komplette Tagessatz an Bekleidung des Rettungsdienstlers sauber und hygienisch untergebracht in einer Tasche. Schuhe oder Stiefel werden dabei in einem von der Bekleidung getrennten Fach, welches zur verbessersten Reinigung aus PAX-Plan gefertigt wurde, untergebracht. Kann auch die voluminösere Feuerwehrbekleidung aufnehmen. Die Tasche lässt sich durch optionale Schultertragegurte zum Rucksack umfunktionieren (siehe Ersatzteile Rucksack Wasserkuppe). Die optionale PAX Helmtasche (Art.-Nr. 117990103) kann ebenfalls in dieser Tasche integriert werden.

### PAX Clothing Bag L

A complete set of clothing for a member of the emergency services can cleanly and hygienically be stored in a bag. Shoes and boots are kept in a separate compartment, which for easy cleaning reasons is made out of PAX-Plan. Also can hold bulky firefighters' apparel. The bag can be modified to a backpack by the optional shoulder carrying straps (see spare parts Wasserkuppe). The Helmet Bag (see following page) can optionally be integrated in this bag as well.

39x69x27,5 1,17

01 03 07

D



PRI



Art.-Nr. 20161 ...

## PAX Bekleidungstasche XL

In dieser Tasche kann die komplette Überbekleidung zur Brandbekämpfung mitgeführt werden. Sie verfügt über ein Hauptfach für eine Überjacke und eine Überhose, sowie ein extra hygienisch getrenntes Stiefelfach. Helm und Sicherheitsgurt, sowie Leinenbeutel werden in einem separaten Fach gelagert.

### PAX Clothing Bag XL

This bag can be used to carry a complete set of protective overclothing for firefighting. It has a main compartment for an overjacket and overtrousers and an extra boot compartment which is separate for hygiene reasons. The helmet, safety harness and rope bag are also stored in a separate compartment.

44x80x44 1,53

01 03 07

D



PRI





Art.-Nr. 243730103

## PAX Bekleidungstrolley XL

Der neue PAX-Bekleidungstrolley ist ein echt harter Kerl mit seinem außenliegenden Aluminiumrahmen. Außerdem bietet er dir jede Menge gut organisierten Stauraum. Dazu zählen ein großzügiges Schuhfach und ein integrierter Organizer für Unterlagen in der Fronttasche (groß genug für einen Multi-Organizer). Im Hauptfach verstaust du einen wirklich großen Berg Klamotten. Den bringt der Bekleidungstrolley XL dann auf leichtlaufenden Rollen sicher ans Ziel.

## PAX Clothing Bag Trolley XL

The new PAX clothes trolley is a truly rough guy with an external aluminium frame. The trolley has plenty of well-organized storage space. This space includes a large shoe compartment and an integrated organizer for documents in the front of the bag (large enough for multi-organizers). The main compartment can be used for bulky mountaineering clothes. The easy roll casters bring everything safely to their destination.

44x98,5x44 5,04

03

D



Art.-Nr. 117990103

## PAX Helmtasche

Gepolsterte, optionale Helmtasche passend für Bekleidungstasche L und HuPF. Schützt den Helm samt Visier vor äußeren Einflüssen.

## PAX Helmet bag

Padded, optional helmet bag for Clothing Bag L and HuPF. Protects your helmet incl. visor from damage.

35x27x18 0,60

03

D



PRI



Art.-Nr. 145950410

## PAX Klamottenlüfter

Ordnung ist das halbe Leben. Diese Hälfte nimmt dir der Klamottenlüfter aus Netzstoff gern ab. Er hilft dir, deine Bekleidung ordentlich zu verpacken und zu organisieren. Mehrere davon sind ein wahrer Segen.

## PAX Clothes Airer

Half of life comes down to organization. The clothes airer made from mesh material is happy to take on this task. It helps pack and organize your clothes in an orderly fashion. Multiple airers are a real blessing.

39x32x7 0,22

10

L



Art.-Nr. 101560103

## PAX Helm- und Stiefelschutztasche

Helm und Stiefel gehören zusammen und sollten doch getrennt verpackt werden. Das haben wir mit dieser Tasche umgesetzt, denn die Stiefel haben ein eigenes Fach, das zudem auch noch leicht zu reinigen ist.

## PAX Helmet and boot protection bag

Helmet and boots belong together but should be packed separately. We put this into practice by this bag. The boots have their own compartment which can easily be cleaned.

39x39x25 1,00

03

D



PRI



Art.-Nr. 102710103

### PAX Schnellangriffstasche Schlauch

Mit der Schnellangriffstasche hat der Angriffstrupp die Möglichkeit einen ersten Schnellangriff durchzuführen. Die Tasche ist passend für einen 30 m langen D-Feuerwehrschauch und die Außentasche nimmt ein C/D Übergangsstück auf.

#### PAX Fast attack bag hose

*The attack troop has the possibility to carry out a first fast attack with the fast attack bag. The bag is suitable for a 30 m D-hose and the outer bag can store a C/D adapter.*

51x48x5 1,10

03

D



PRO



Art.-Nr. 108905003

### PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922

Dieser flammfeste Mehrzweckbeutel bietet Platz für die Sicherungsleine oder alternativ für bis zu 2 Brandfluchthauben oder für ein äquivalentes Volumen. Die Sicherungsleine läuft sicher durch den Auslaufschutz und ist im Beutel angeschlagen. Über das Adapter-system auf der Front können weitere flammfeste Holster angebracht werden. Die Notlösevorrichtung des Schultergurtes (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet bei einer Bruchlast von 250 - 300 N Schutz gegen Hängenbleiben. Mit dem optionalen Schultergurt wird der Mehrzweckbeutel als Schultertasche umgehängt oder um den Bauch geschnallt. Ansonsten ist eine andere Befestigung des Mehrzweckbeutels nicht vorgesehen.

#### PAX Multi-purpose bag following DIN 14922

*This flame-retardant multi-purpose bag offers space for the securing cord or as alternative for up to 2 escape hoods or to an equivalent volume. The securing cord is guided safely through the roping protection which is fixed to the bag. Further flame-retardant holster can be fixed via the adapter system to the front. The emergency release of the shoulder strap (not included in delivery volume) with an ultimate load of 250 - 300 N offers protection against getting stuck. The multipurpose bag can be worn as shoulder bag by the optional shoulder strap or as bumbag. Apart from that the multi-purpose bag is not designed for a different fixation.*

40x15x13 0,20

03

G TREME



PRO



Art.-Nr. 136243603

### PAX Schultergurt für Mehrzweckbeutel

Längenvariabler Schultergurt in flammfester Ausführung mit Schlaufen für die freien Enden für den Mehrzweckbeutel, das Brandfluchthaubenholster L oder XL.

#### PAX Shoulder strap for Multi-purpose bag

*Length-variable shoulder strap in flame-retardant version with loops for the free ends for the multi-purpose bag, the escape hood holster L or XL.*

4x150 0,17

03

G TREME



Taschen  
Bags



Art.-Nr. 101480103

### PAX Leinenbeutel PA

Dieser Leinenbeutel mit Auslaufsicherung lässt sich an nahezu allen Atemschutzgeräten problemlos befestigen. Der höhenvariable Haken wird an die Flaschenlänge angepasst und mit dem Haltegummi am Flaschenhals befestigt. Durch einen Selbstlösegriff kann sich der Atemschutzgeräteträger im Notfall ohne Hilfe von dem Leinenbeutel befreien. Der Rückweg ist gesichert und die Hände bleiben frei.

#### PAX Rope bag PA

*This rope bag with rope draining protection can be fixed to almost any CABA (=Compressed Air Breathing Apparatus) without any problems. The height-variable hook is adjusted to the cylinder length and is fixed to the neck by a holding rubber. By means of a self-release handle the breathing apparatus carrier can free itself from the rope bag without help in case of emergency. The way back is secured and the hands remain free.*



PRO

40x14x14 0,40

03

D

Art.-Nr. 101500103

### PAX Leinenbeutel Atemschutz

Mit diesem zum Umhängen (Schultergurt nicht im Lieferumfang enthalten) ausgelegten Leinenbeutel wird nicht nur die Rückwegsicherung, sondern auch weitere nützliche Ausrüstung beim Atemschutzeinsatz transportiert. In außenliegenden und vollständig abgedeckten Fächern werden Bandschlinge inkl. HMS Karabiner, Einsatzschere, Türkeile, Messer und Kennzeichnungsstifte, sowie Türkennzeichnungsbänder untergebracht. Für den schnellen und sicheren Zugriff sind diese Fächer mit unserem FA-Fach versehen (FA= Fast Access=Schnellzugriff) (Beim Öffnen des Deckels wird die Ausrüstung aus dem Fach gehoben und kann schnell und sicher gegriffen werden!).

#### PAX Rope bag breathing protection

*With this rope bag to put over the shoulder (shoulder strap not included in delivery volume) not only the rope to secure the way back will be transported but also further useful equipment during a breathing protection operation. Rescue loops incl. HMS carabiner, operating scissors, door wedges, knives and marking pens as well as ribbons for marking doors are stored in fully covered outside compartments. For a quick and safe access these compartments are furnished with our FA-compartment (FA= Fast Access) (By opening the lid the equipment is lifted out of the FA compartment and can be quickly and safely reached!).*

40x14x18 0,45

03

D



PRO



Art.-Nr. 101350103

### PAX RIT-Bag

Schlanke Sicherheitstrupptasche zum Mitführen einer Atemluftflasche von 6 Liter Volumen mit direkt angeschlossenen Druckminderer inkl. Mitteldruckleitung und Lungenautomat. Die Tasche besitzt einen Befestigungsgurt zum Umschlingen des Verunfallten und eine Bandschlingleaufnahme, die die Evakuierung mittels Rautektechnik erlaubt. Zusätzlich hat die Tasche noch Außentaschen für Schere, Türkeile und Messer, sowie ein Topfach für ein Evakuierungs- oder Tragetuch.

#### PAX RIT-Bag

*Slim RIT-bag for carrying a compressed air breathing bottle of a volume of 6 litres with directly connected pressure reducer incl. medium pressure supply and lung regulator. The bag possesses a fixing strap to enlase the casualty and a tubular sling which allows evacuation via Rautek-technique. In addition the bag offers outer pockets for scissors, door wedges and knives as well as a top compartment for an evacuation or carrying sheet.*


30x75x22 2,90

03

D



PRO



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • D-26203 Wardenburg / Germany  
Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: [info@pax-bags.de](mailto:info@pax-bags.de) • [www.pax-bags.com](http://www.pax-bags.com)