



Katalog 9.0

Auszug Kategorie: Amullarien

Catalogue 9.0
Extract from category: Ampoule modules

PAX



Ampullarien

Die Medikamentengabe ist eine Vertrauenssache. Die Vorbereitung der Medikamentengabe ebenso. Aus diesem Grund sind die PAX-Ampullarien so ausgelegt, dass die Spritzen und Kanülen gleich dabei sind und die volle Konzentration den Medikamenten gilt. Die unterschiedlichen Größen der Ampullarien machen diese sehr variabel kombinierbar mit unseren Rucksäcken und Taschen.

Ampoule holder

Administering medicines is a matter of trust. So is the preparation of medication. For this reason, PAX-ampoule holders are designed in such a way that the syringes and cannulas are to hand so that full attention is drawn to the medicines. The various sizes of ampoule holders enable them to be combined in a variety of ways with our backpacks and bags.



Art.-Nr. 23257 ...

PAX Pro Series Ampullarium BTM 5

BTM sollten vor fremdem Zugriff gesichert werden
– dieses Ampullarium bietet Platz für 5x 2 ml Ampullen.
Mit Gürtelschlaufe oder optional mit PAX Lock-System
zu befestigen.

PAX Pro Series ampoule kit narcotic substances 5

The drugs are safely fixed to the belt. This ampoule case offers space for 5 pieces of 2 ml ampoules.
To be fixed by means of the belt loop or the optional PAX Lock-system.



Art.-Nr. 22437 ...

PAX Pro Series Ampullarium BTM 9

BTM sicher verpackt und schnell griffbereit. Passend für unterschiedliche Ampullengrößen in verschiedenen Konstellationen, mit Klarsichtfeld für die Inhaltsliste. Mit Gürtelschlaufe oder optional mit PAX Lock-System zu befestigen.

PAX Pro Series ampoule kit narcotic substances 9

Narcotic substances safely packed and quickly accessible. Suitable for different ampoule sizes and different configurations with see-through field for the content list.
To be fixed by means of a belt loop or by the optional PAX Lock-system.



Art.-Nr. 20090 ...

PAX Ampullarium XS

Bruchsicherheit durch rundherum eingearbeiteten Schaumstoff. Klarsichtfeld auf dem Deckel für Inhaltsliste oder Ähnliches. Mittelwand mit Schlaufen für Spritzen und Kanülen. Platz für z. B. 24x 1-2 ml Ampullen, 5x 5 ml Ampullen, sowie 5x 10 ml Ampullen. Passt in die Außentaschen der Notfalltaschen, die mit PRO gekennzeichnet sind.

PAX Ampoule holder XS

Foam lining all around to prevent breakages. See-through field on the lid for a content list or similar. Central partition with loops for syringes and cannulas. Space for e.g. 24x 1-2 ml ampoules, 5x 5 ml ampoules and 5x 10 ml ampoules. Fits into the outer pockets of the emergency bags marked with PRO.

H 12,5x17,5x10 cm, KG 0,33 kg, PRO, TEC, 01, 07, 08



Art.-Nr. 20091 ...

PAX Ampullarium S

Leicht größere Version für die Außentaschen der Notfalltaschen der Profiserie. Bruchsicherheit durch rundherum eingearbeiteten Schaumstoff. Klarsichtfeld auf dem Deckel für Inhaltsliste oder Ähnliches. Mittelwand mit Schlaufen für Spritzen und Kanülen. Platz für z. B. 36x 1-2 ml Ampullen, 10x 5 ml Ampullen sowie 10x 10 ml Ampullen.

PRO
FPRO
F**PAX Ampoule holder S**

Slightly larger version for the outside pockets of professional emergency bags. Foam lined all around to prevent breakages. See-through field on the lid for a content list or similar. Central partition with loops for syringes and cannulas. Space for e.g. 36x 1-2 ml ampoules, 10x 5 ml ampoules and 10x 10 ml ampoules.

11,5x23,5x10,5 0,45

01 07 08

P TEC



25x26x9,5 0,70

01 07 08

P TEC



Art.-Nr. 20107 ...

PAX Ampullarium M

Speziell für die Fronttaschen der Notfallrucksäcke Berlin konzipiertes Ampullarium. Das Ampullarium in der Größe M bietet Platz für bis zu 33x 1-2ml Ampullen, 19x 5ml Ampullen, 30x 10ml Ampullen und bis zu 8 Stechampullen.

PRO
F**PAX Ampoule holder M**

Ampoule holder specially designed for the front pocket of the Berlin emergency backpacks.

22x29x7,5 0,50

01 07 08

P TEC

**Neues Design**

- die gelben Elemente unserer Handgriffe werden jetzt gedruckt. Das spart Gewicht und liegt prima in der Hand.

New Design

- From now on the yellow elements are printed on the handles. This saves weight and feels better in the hand.

NEW


Art.-Nr. 20094 ...

PAX Ampullarium XL

Das Ampullarium in der Größe XL bietet Platz für bis zu 75x 12ml Ampullen, 25x 5ml Ampullen, 16x 10ml Ampullen und bis zu 8 Stechampullen. Mittelwand mit Schlaufen und geräumigen Klarsichtfächern für Spritzen, Kanülen und verpackte Medikamente, wie etwa Rektiolen. Zusätzlich ist zu diesem Modell ein Erweiterungsset XL erhältlich.

PAX Ampoule holder XL

The XL size ampoule holder provides space for up to 75x 12ml ampoules, 25x 5ml ampoules, 16x 10ml ampoules and up to 8 injection ampoules. Central partition with loops and spacious transparent pockets for syringes, cannulas and packaged medicines, such as suppositories. An expansion kit XL is also available for this model.






TEC



PRO



Art.-Nr. 201050301

PAX Ampullarium XL variabel

Die Ampullenschlaufen sind variabel einstellbar. Die Umstellung der Ampullengrößen oder veränderte Medikamentenzusammenstellungen sind kein Problem mehr.

PAX Ampoule holder XL variable

The ampoule loops are adjustable. Changes to the sizes of ampoules and new medicine formulations are no longer a problem.




TEC






Art.-Nr. 100950210

PAX Erweiterungsset XL

Erweiterungsset für Ampullarium XL zur Unterbringung von Stechampullen und/oder Dreiwegehähnen oder Tabletten.

PAX Expansion kit XL

Expansion kit for the XL ampoule holder to hold injection ampoules and/or three-way valves or tablets.




P



PAX




PAX-Ampullenclip – Das kleine Klemmwunder!

Jeder Clip lässt sich einzeln auf der Ampullenclipschiene positionieren und auch einzeln wieder entfernen. Der Clip sitzt fest in seiner Position und ermöglicht ein einfaches, schnelles und sicheres Entnehmen der Ampulle. Je nach Abstand der beiden Clips eines (Clip-) Paars können Brechampullen mit dem Inhalt 1 – 2 ml, 5 ml, 10 ml und 20 ml, sowie Stechampullen mit einem Durchmesser von bis zu 22 mm untergebracht werden. Bei geschickter Kombination können z. B. die Aqua dest. Plastikampullen direkt neben der Trockensubstanz gelagert werden. Die Clips können platzsparend direkt nebeneinander und völlig unabhängig von der Ampullengröße angeordnet werden. Die Ampullenclipschiene wird dann jeweils nach Bedarf in dem Schienenrahmen positioniert.

PAX-Ampoule clip – The tiny clip miracle!

Each clip can individual be positioned onto the ampoule clip rail and also be removed individually. The clip is tightly fixed into its position which makes removing an ampoule simple, quick and safe. By using one double clip, ampoules of different sizes can be fixed to the ampoule clip rail easily and efficiently. Depending on the distance between both clip-couples, ampoules with a content of 1 - 2ml, 5ml, 10ml and 20ml as well as prick ampoules with a diameter of up to 22mm can be stored. The clips can be arranged directly next to each other in a space-saving manner completely independent of ampoule size. The ampoule clip rail is then positioned on the rail frame as required.



Die PCI-Beschriftungsplatte ermöglicht eine standardisierte und übersichtliche Beschriftung der Ampullenbelegung im Ampullarium oder Medikamentenschrank. Die PCI-Beschriftungsplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen, um sie einer geänderten Belegung anzupassen.

The PCI-labelling plate facilitates a standardised and clear labelling of the ampoule position within the ampoule holder or the medicine cupboard. The PCI-labelling plate can be exchanged in a few easy steps, if positions need to be changed.



Art.-Nr. 133530310

PAX Ampullarium P5/11 M Clip-In

Dieses Ampullarium passt zum Rucksacksystem P5/11 und wird mit Magneten an seinem Platz gehalten. Es entspricht in der Größe zwei Klarsichtmodulen „ML“ des Modulsystems P5/11 und wird hockant im Rucksack untergebracht. Die Anzahl der unterzubringenden Ampullen variiert zwischen 40 und 90 Stück, abhängig von den verwendeten Ampullengrößen.

**PAX Ampoule holder P5/11 M Clip-In**

This ampoule holder fits to the backpack system P5/11 and is fixed by magnets to its position. It corresponds to two see-through modules „ML“ within the module system of the P5/11 and is stored upright in the backpack. The quantity of the ampoules that can be stored varies between 40 and 90 pieces depending on the equipment.

24x30x11 1,93

10

TEC



Art.-Nr. 145710310

PAX Ampullarium P5/11 M Clip-In - Karbon

PAX Ampoule holder P5/11 M Clip-In - Carbon

24x30x11 1,58

10

TEC



Art.-Nr. 133540310

PAX Ampullarium P5/11 L Clip-In

Im Modulsystem des P5/11 entspricht dieses Ampullarium dem Volumen von 2 Klarsichtmodulen „L“ und wird ebenfalls per Magnet am Platz gehalten. Es bietet aktuell den größten Raum für Medikamente (bis zu 140 Ampullen). Die Mittelwand nimmt Spritzen und Kanülen auf und schützt die Ampullen gegen Druck von außen.

**PAX Ampoule holder P5/11 L Clip-In**

Within the module system of the P5/11 this ampoule holder corresponds to the space of 2 see-through modules „L“ and is also fixed to its position by magnets. Currently this ampoule holder offers the most space to medicaments of up to 140 ampoules. The central partition stores syringes and canulas and protects the ampoules from pressure from the outside.

30x36x11 2,60

10

TEC



Art.-Nr. 145720310

PAX Ampullarium P5/11 L Clip-In - Karbon

PAX Ampoule holder P5/11 L Clip-In - Carbon

30x36x11 2,22

10

TEC



Art.-Nr. 133630310

PAX Ampullarium XL Clip-In POS

Passend zum PAX-POS System ist das Modul Ampullarium XL Clip-In auf der Basis des XL Moduls gefertigt. Das PAX Clip-In System wird im Boden und im Deckel auf den Kunststoffplatten montiert und nach Bedarf mit den PAX Ampullen-Clips bestückt. Die mittig oder an der gegenüberliegenden Seite zu befestigende Mittelwand nimmt die Spritzen und Kanülen auf und schützt gleichzeitig die Ampullen bei besonders großem Druck von außen. Dieses Ampullarium ist mit Flauschstreifen ausgerüstet. Die Anzahl der platzierbaren Ampullen variiert zwischen 40 und 100, je nach Bestückung und gewünschter Übersichtlichkeit.

PAX Ampoule holder XL Clip-In POS

The module ampoule holder XL - Clip-In is manufactured based on the XL module and is suitable for the PAX-POS system. The Clip-In system is mounted on the plastic plates in the bottom and on the lid and is equipped with the PAX ampoule-clips if required. The central partition can be fixed either in the centre or at the opposite side holds syringes and catheters and protects the ampoules at the same time from high pressure from the outside. This ampoule holder is fitted with Velcro straps. The quantity of ampoules that can be stored varies between 40 and 100 pieces depending on required overview and clarity.

24x33x10 2,20

10

TEC



Art.-Nr. 145730310

PAX Ampullarium XL Clip-In POS - Karbon PAX Ampoule holder XL Clip-In POS - Carbon

24x33x10 1,79

10

TEC



Art.-Nr. 24590 ...

PAX Ampullarium Modul XL Clip-In POS

Das POS Modul XL wird zu einem PCI-Ampullarium, indem der Rahmen mit den Schienen und den Clips zusammen mit der Beschriftungsplatte anstelle der mitgelieferten Platten im Ampullarium installiert wird. Somit ist auch eine Nachrüstung von bereits existierenden Ampullarien auf Basis Modul XL auf das Clip-In – System jederzeit möglich!

PAX Ampoule holder module XL Clip-In POS

In accordance with the POS, the Ampoule Kit Module XL - PCI is designed based on the XL module. The PAX-Clip-In-System is mounted on the floor and top of the plastic plates and can be fitted with the required PAX-ampoule-clips. Syringes and catheters can be placed in the middle or opposite side of the attached middle partition and also help protect the ampoules from excessive external pressure. The ampoule kit comes with Velcro strips. The number of ampoules varies between 40 and 100 units, depending on placement and desired overview.

23x33x9,5 1,81

01

07

P D



Art.-Nr. 24743 ...

PAX Ampullarium Modul XL Clip-In POS - Karbon PAX Ampoule holder module XL Clip-In POS - Carbon

23x33x9,5 1,40

01

07

P D





Art.-Nr. 136490010

PAX PCI-Magnet-Schiene

Mit unseren Topfmagneten ausgerüstet, kannst du die PCI-Schiene auf allen magnetischen Oberflächen befestigen. So greifst du am Ort des Geschehens auf die Ampullen zu.

PAX PCI-Magnet rail

Equipped with deep pot magnets, the PCI-rails can be attached to all magnetic surfaces. You then have access to the ampoules on your deployment.

Länge: 32 cm 0,14 kg

10



C Infos PAX Karbonplatte

Als Alternative zu den Standard-Beschriftungsplatten bieten wir diese auch in der extrem stabilen und um ca. 60 Prozent leichteren Karbonausführung an.

PAX Carbon plate

As an alternative to the standard label plates, we offer an extremely stable version made from approx. 60 percent lighter carbon fibre.




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung / Article name	Maße / Dimensions	Gewicht / Weight
137334103	PAX PCI - System - Beschriftungsplatte XL - Karbon PAX PCI - System labelling plate XL - carbon	23 x 33 cm	0,12 kg
137344103	PAX PCI - System - Beschriftungsplatte P5/11 M - Karbon PAX PCI - System labelling plate P5/11 M - carbon	23 x 29 cm	0,11 kg
137354103	PAX PCI - System - Beschriftungsplatte P5/11 L - Karbon PAX PCI - System labelling plate P5/11 L - carbon	29 x 35 cm	0,17 kg




Weitere Informationen zum PAX Clip-In System findet ihr unter:
Further information to PAX clip-in system at:
www.pax-bags.com



Befestigung der PAX-Ampullenclips auf der PAX-Clipschiene / Attachment of the PAX-ampoule-clip to the PAX-clip-rail



Positionierung der PAX-Ampullenclips / Positioning of the PAX-ampoule-clip




Durchmesser ca. 11 mm
z.B. 1 ml Ampulle
Approx. 11 mm in diameter
- e.g. 1 ml ampoule

Durchmesser ca. 15 mm
z.B. 5 ml Ampulle
Approx. 15 mm in diameter
- e.g. 5 ml ampoule

Durchmesser ca. 18 mm
z.B. 10 ml Ampulle
Approx. 18 mm in diameter
- e.g. 10 ml ampoule

Durchmesser > 22 mm
Abstand > 5 Zähne
Diameter > 22 mm
Distance > 5 teeth



Für weitere Informationen siehe auch PAX Clip-In System Montageanleitung.
For additional information please see the PAX Clip-In system assembly instruction.

**Bei den Abbildungen handelt es sich um Musterdarstellungen! Es bestehen u.a. produktionsbedingte Abweichungen zum Originalprodukt.
**These illustrations are sample images! Amongst other things there are deviations to the original product for manufacturing reasons.

Artikel PCI System / Item PCI system

13725... PCI-System Set 1	40x PAX-Ampullenclip 40x PAX-ampoule-clip
13726... PCI-System Set 2	20x PAX-Ampullenclip, 1x PAX-Clipschiene, 2x PAX-Rahmenclip 20x PAX-ampoule-clip, 1x PAX-clip-rail, 2x PAX-rail-clip
13353... Ampullarium P5/11 M Clip-In Ampoule holder P5/11 M Clip-In	1x Modul Ampullarium P5/11 M inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 M (ca. 266 x 222 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder P5/11 M incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame P5/11 M (approx. 266 x 222 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCHabelling plate P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13354... Ampullarium P5/11 L Clip-In Ampoule holder P5/11 L Clip-In	1x Modul Ampullarium P5/11 L inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 L (ca. 326 x 282 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 L (ca. 350 x 290 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder P5/11 L incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame P5/11 L (approx. 326 x 282 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCHabelling plate P5/11 L (approx. 350 x 290 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13363... Ampullarium XL Clip-In POS Ampoule holder XL Clip-In POS	1x Modul Ampullarium XL Clip-In POS inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder XL Clip-In POS incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCHabelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13851... Umrüstkit Ampullarium XL Clip-In POS Conversion kit Ampoule holder XL Clip-In POS	1x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip, inkl. Befestigungsmaterial 1x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCHabelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip, incl. mounting materials
13860... Fahrzeughalterung P5/11 M Vehicle installation P5/11 M	1x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 M (ca. 266 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame P5/11 M (approx. 266 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCHabelling plate P5/11 M (approx. 290 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
13861... Fahrzeughalterung P5/11 L Vehicle installation P5/11 L	1x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 L (ca. 326 x 282 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 L (ca. 350 x 290 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame P5/11 L (approx. 326 x 282 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCHabelling plate P5/11 L (approx. 350 x 290 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
13850... Fahrzeughalterung POS XL Vehicle installation POS XL	1x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCHabelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
PAX-Rahmenclip / PAX-rail-clip	
PAX-Clipfuß / PAX-clip-base	
PAX-Ampullenclip / PAX-ampoule-clip	
PCI-Beschriftungsplatte / PCHabelling plate	
PAX-Einbaufuß / PAX-mounting-base	



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • D-26203 Wardenburg / Germany
Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: info@pax-bags.de • www.pax-bags.com