



Katalog 9.0

Auszug Kategorie: Spezielles

Catalogue 9.0

Extract from category: Specials



Spezielles

Auf den folgenden Seiten findest du einige Zubehörartikel, die entweder eine gute Ergänzung zu deinen PAX-Bags sind oder auch als eigenständige Lösung gut funktionieren. Nutze die Individualisierungsmöglichkeiten.

Specials

On the following pages you find various accessory items which either make a good addition to your PAX-bags or work well independently. Make use of the personalisation options.



Spezielles
Specials



Art.-Nr. 125470203
Transporttasche für PAX Rettungs-Boa
Transport bag for PAX Rescue-Boa
 40x27x7 0,25

03 P

Art.-Nr. 130953008
Ersatzteil: Gurtschlaufe PAX Rettungs-Boa
Spare part: Belt fixation loop - PAX Rescue-Boa
 2x315 0,10

08 TPU GURTBAND

Art.-Nr. 130972808
Ersatzteil: Fleecedecke PAX Rettungs-Boa
Spare part: Fleece blanket PAX Rescue-Boa
 315x315 0,35

08 FLEECE

Art.-Nr. 130961903
Ersatzteil: Außenhülle PAX Rettungs-Boa
Spare part: Outer coating PAX Rescue-Boa
 30x285 0,20

08 PES

Art.-Nr. 131600221
Transporttasche PAX Rettungs-Boa Militär
Transport bag PAX Rescue-Boa military
 55x27x7 0,35

21 L

Wenn's nötig wird

• unsere Ersatzprodukte zur PAX Rettungs-Boa und vieles mehr findest du im Zubehör.

If it becomes necessary

• there are substitute products for the PAX Rescue-Boa and much more in our accessories range.

Mehr Informationen / More informations



Videoanleitung
 (Deutsche Fassung)
 PAX-Rettungs-Boa:



Videoanleitung
 (Englische Fassung)
 PAX-Rettungs-Boa:



Art.-Nr. 118171908

PAX Rettungs-Boa

Schnelle Evakuierung des Patienten aus Kraftfahrzeugen mit Hilfe der PAX Rettungs-Boa. Die PAX Rettungs-Boa kommt in einer praktischen Schutztasche. Der antibakterielle Bezug kann abgenommen werden und die darin befindliche Füllung als Wärmendecke verwendet werden. Inkl. Transporttasche.

PAX Rescue-Boa

Fast and easy evacuation out of vehicles by using the PAX Rescue-Boa. The PAX Rescue-Boa comes with a practical protection bag. The detachable antibacterial blanket can be unwrapped and the inside filling can be used to keep patients warm. Incl. transport bag.

315 0,90

08

PES



PRO SEG

Art.-Nr. 12920

PAX Immobilisationshandschlaufe

Immobilisationshandschlaufe zur Ergänzung bei Verwendung der PAX Rettungs-Boa. Die Hände werden mittels der beiden Handschlaufen und der Gürtelbefestigungsschlaufe am Körper des Patienten fixiert.

PAX Immobilization hand loops

Immobilization hand loops as addition to the application of the PAX Rescue-Boa. The hands are fixed to the body of the patient by means of both hand loops and the belt fixation loop.

2x25 0,08


08

TPU GURTBAND





Anleitungen und weitere interessante Infos findest du unter: /
Instructions and other interesting information can be found at:
www.pax-bags.com



Art.-Nr. 1381039..

PAX Extremitäten-Tourniquet

Das „PAX Extremitäten-Tourniquet“ (P-E-T) ist ein Winden-Abbindesystem für schwere Blutungen an den Extremitäten. Durch seine variable Länge und das Windensystem mit Arretierpunkten alle 90° je Umdrehung ist es für Arme und Beine gleichermaßen anwendbar. Durch manuelle Vorspannung beim Anlegen des Bandes werden nur noch wenige Umdrehungen benötigt, um das Abbinden durch das PAX Extremitäten-Tourniquet zu gewährleisten. Auf der am Ende des Bandes befindlichen Schreibfläche kann die Anlegezeit und Weiteres notiert werden.

PAX Extremities Tourniquet

The „PAX Extremities-Tourniquet“ (P-E-T) is a winch binding system for heavy bleedings at the extremities. Due to its variable length and the winch system with locking points at every 90° per revolution, it is equally applicable for arms and legs. Due to manual pre-tensioning when applying the tape, only a few turns are required to ensure the setting with the PAX Extreme Tourniquet. On the writing surface at the end of the tape, the application time and other information can be noted.

6,5x9 0,06

(Länge x Breite / length x width)

02 08 21

Gurt-
band



Art.-Nr. 155720101

PAX SGT-Weste

Leichter Plattenträger MOLLE-System für SK 4-Platten.

PAX SCP-Vest

Lightweight panel carrier MOLLE system for SK 4 panels.

Größe / Size: variabel M - XXL 01 D



Art.-Nr. 146130103

PAX Funkgeräteharnisch L

Brustharnisch für die Aufnahme eines Funkgerätes mit variabler Begurtung und Zusatztaschen.

PAX radio harness L

Harness for radio incl. microphone with variable strapping system and several pouches for knives etc.

0,63

03

D



Art.-Nr. 155740101

PAX Schnellzugriff TQ Holster mit Molle

Das PES-TQ wird einfach nach vorne aus dem Holster herausgezogen.

PAX fast access TQ holster with MOLLE system

For fast access the PES-TQ is pulled right out of the holster.

15x4x4 0,17 01 D



Art.-Nr. 20221 ...

PAX Infusionstasche S

Eine Infusion samt notwendigem Zubehör findet Platz in diesem praktischen Softcase.

PAX Infusion bag S

This practical soft case offers space for an intravenous drip and all the necessary accessories.

11x25x10 0,22

01 07

L



PRO SEG

Art.-Nr. 20206 ...

PAX Infusionstasche XL

Stabile Infusionstasche für 2 Infusionen und großer Desinfektionspumpflasche oder 3 Infusionen. Venenkatheterstasche mit Unterteilung und Kleinteil- bzw. Tupfertasche integriert.

PAX Intravenous drip bag XL

Sturdy intravenous drip bag for 2 intravenous drips and large disinfectant spray pump or 3 intravenous drips. Intravenous catheter bag with integrated partitions and a pocket for small items or integrated swab bag.

23x33x11 1,08

01 07

P D



PRO SEG



Art.-Nr. 102080407

PAX Intubationstasche S

Zusammenrollbare Tasche für Intubationszubehör, Endotrachealtuben usw.

PAX Intubation pocket S

Roll-up pocket for intubation accessories, endotracheal tubes etc.

16x31x4 0,28

07

L



PRO SEG

Art.-Nr. 20207 ...

PAX Intubationstasche XL

Sehr stabile Tasche für das Intubationsbesteck mit variablen Schlaufen, die auch ein Einmalintubationsbesteck aufnehmen. Sichere Tubenverpackung und ausreichend Platz für die Magillzange.

PAX Intubation pocket XL

Very stable bag for intubation instruments with variable loops that can also store a one-way intubation set. Safe packaging of the tubes and sufficient space for the Magill forceps.

23x33x11 1,10

01 07 08

P TEC



PRO SEG





PAX Sack M, L & XL

Der wasserdichte PAX Sack in drei unterschiedlichen Größen schützt die Ausrüstung bei nasser Witterung oder gleich direkt im Wasser. Der Klarsichtanteil verrät einiges über den Inhalt. Der einzelne PAX Sack lässt sich individuell beschriften oder farblich markieren. Alle PAX Säcke lassen sich zudem in einen Rucksack verwandeln, in dem die optionalen Schultergurte (Art.-Nr. 10254) in die dafür vorgesehenen Aufnahmen eingefädelt werden. Zudem lässt sich an jedem PAX Sack eine zentrale Aufhängung anbringen, um ihn am Stand zu sichern.

PAX-sack M, L & XL

The waterproof PAX-sack in three different sizes is suitable for equipment that has to be stored dry and serves as dry station during always wet weather. The share of see-through material reveals a lot about the content. The single PAX-sack can be transformed into a backpack by threading the optional shoulder straps (art. no.10254) through the corresponding flaps. Furthermore a central mounting can be attached to each PAX-sack in order to secure the PAX-sack at the current location.

TEC

09



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung / Article name	Volumen / Volume	Maße / Dimensions	Gewicht / Weight
13254 ...	PAX Sack M PAX sack M	40 L**	H: 90 cm Ø 27 cm	0,54 kg
13255 ...	PAX Sack L PAX sack L	60 L**	H: 100 cm Ø 31 cm	0,70 kg
13256 ...	PAX Sack XL PAX sack XL	90 L**	H: 100 cm Ø 41 cm	0,96 kg

* bei eingerolltem Verschluss * when fastener is furled

In zwei Größen!

• Unseren PAX Flossenträger L gibt es jetzt auch in der etwas kleineren Ausführung! Art.-Nr. 161263503 PAX Flossenträger M.

Two sizes, now!

• Our fins bag is now also available as a smaller version! Item no. 16126 PAX Fins Bag M.

NEW

Art.-Nr. 132653503

PAX Flossenträger L

Der PAX Flossenträger hält die Tauchausrüstung zusammen und die Nässe drinnen. Wasserdicht durch geschweißte Nähte und einen wasserdichten Reißverschluss. Optionale Schultergurte machen aus ihm einen X - großen Rucksack.

PAX Fins Bag L

The fins bag keeps the wet inside after your dive or keeps the suit and fins dry before you dive. Waterproof seams and zipper. Optionally available shoulder straps make it an x-large backpack.

25x90x40 0,89

03

TEC



Tragegurte für PAX Sack

• unser Schultergurtset für die PAX Säcke und vieles mehr findest du im Zubehör.

Carrying straps for the PAX sack

• Our shoulder belt set for the PAX sacks and much more is available as accessories.



PAX POM Erstversorgungspaneel M & L

Transportable Taschenwand für die Patientenversorgung, verpackt in einer praktischen Tasche. Die Klarsichttaschen sind abnehmbar, der Klettdeckel kann im geöffneten Zustand arretiert werden. Eine elastische Frontverbindung verhindert eine Beschädigung der Tasche auch bei hektischem Zugriff von vorne. Für dieses System ist auch ein zusammensteckbarer Aufsteller erhältlich.

PAX POM Patient Organisation Module First aid panel M & L

Transportable pocket panel for patients care which can be stored in a bag. The see-through pouches are detachable; the velcro lid can be opened and fixed. An elastic front link prevents the bag from damage when accessed from the front. A mountable stand is also available for this system.

01 21

P

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung / Article name	Maße / Dimensions	Gewicht / Weight
10479 ...	PAX POM Erstversorgungspaneel M PAX POM Patient Organisation Module First aid panel M	126 x 65 x 10 cm	7,00 kg
10224 ...	PAX POM Erstversorgungspaneel L PAX POM Patient Organisation Module First aid panel L	160 x 70 x 10 cm	7,50 kg




PRO SEG

PAX POM Taschen

• unsere POM Taschen in Klein und Groß und vieles mehr findest du im Zubehör.

Our PAX POM bags

• Our large and small POM bags and much more are available as accessories.



Art.-Nr. 10630 ...

PAX Aufsteller für POM M & L

Zusammensteckbarer Aufsteller für das POM Erstversorgungspaneel in einer Schutztasche.

PAX Stand for POM M & L

Mountable stand for the POM First aid panel in a protection bag.

5,00



Gut verstaut

• unsere POM Systeme werden für den Transport einfach zusammengerollt und in einer praktischen Transporttasche verstaut.

Well stowed

• For transportation, our POM systems simply need to be rolled and stowed in a handy transport bag.





Art.-Nr. 104490201

PAX Tragetuch einfach

Kostengünstiges, einfaches Tragetuch zur Mehrfachnutzung, Ausführung gemäß EN 1865.


PAX Carrying sheet simple

Simple carrying sheet for multiple use at low cost. Version according to EN 1865.

185x78 0,95

01

P



PRO SEG

Art.-Nr. 102260201

PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Mehrfachtragetuch nach EN 1865 mit Durchrutschsicherung.


PAX Carrying sheet with anti-slip protection L

Multiple use carrying sheet according to EN 1865 with anti-slip protection.

200x80 1,50

01

P



PRO SEG

Art.-Nr. 10182 ..

PAX Tragetuch XXL 400 kg

Die Rettung von stark übergewichtigen Patienten stellt eine besondere Anforderung dar. Dieses Tragetuch mit extra breiten Schlaufen für das Zupacken mit beiden Händen, einer großen Anzahl an Trageschlaufen für viele Helfer und sogar noch zusätzlichen Handgriffreihen für doch nicht ganz so voluminöse Patienten nimmt diese Herausforderung an. Eine zusätzliche Patientensicherung als Y-Sicherheitsgurt mit Brust- und Schrittpolster gegen Einschneiden vervollständigt das Paket, das mit bis zu 400 Kg belastet werden kann.

PAX Carrying sheet XXL 400 kg

Assisting and transporting patients who are obese represents a particular challenge. This carrying sheet with extra wide loops for both hands, enough carrying loops for many helpers and extra rows of handles for not quite such large patients, as well as a Y-harness to secure the patient, can be loaded with up to 400 kg. Y-safety harness with chest and crotch padding to prevent it from cutting in.

240x160 6,60

01

P



PRO SEG

PAX Tragetücher

- unsere PAX Tragetücher und weitere Transporthilfen findest du unter www.pax-bags.com

PAX carrying sheets

- you find our PAX carrying sheets and other transport aids at www.pax-bags.com



PAX



Wir wurden gebeten, einen Rettungssack zu entwickeln, der typisch PAX ist. Da haben wir uns natürlich was einfallen lassen. Unser PAX Rettungssack kommt ohne Klett aus und lässt sich einfacher und sicherer anwenden als viele vergleichbare Produkte.

We were asked to develop a PAX rescue bag and of course we had a ton of ideas. Our PAX rescue bags do not need Velcro, making them easier and safer to use than most similar products.

Art.-Nr. 146110801

PAX Rettungssack Modell - Air Zermatt

Damit du den PAX Rettungssack passgenau auf den Patienten einstellen kannst, haben wir ihn mit einem verdeckt verarbeiteten Schnürsystem ausgestattet. Dies lässt sich von einer Person auch bei widrigen und windigen Witterungsbedingungen bedienen. Die konforme Schlaufenanordnung zusammen mit dem PAX Rettungssack-Gehänge erlaubt den Patiententransport als Außenlast. Das redundante System ist besonders sicher. Senkrecht Bergen oder Abseilen ist ebenfalls möglich und erlaubt. Alle Schlaufen und Seile sind sicher verstaut.

PAX rescue bag model - Air Zermatt

In order to be able to adjust the PAX rescue bags to the individual patient, they come with a concealed lacing system. A single person can use this system even during rough and windy weather. The conforming strap sequence and the PAX rescue pendants allow the patient to be carried as an external load. The redundant system is extremely safe. Vertical rescues or abseiling is also possible and permitted with the system. All straps and ropes can be safely stored.

210 x 60 5,20

01

D

Made in Germany



Das Antirotationssegel ist in einer Tasche im Inneren des PAX Rettungssacks verstaubar und kann bei Bedarf schnell entnommen und mit Steckschnallen montiert werden. Er verfügt über von außen zugängliche Taschen für Vakuumpumpe und Cervicalstütze.

Zur Bedienung des verdeckt verarbeiteten Schnürsystems, befindet sich am Fußende des PAX Rettungssacks eine Reißverschlussstasche. Durch einfaches Ziehen, an der sich hierin befindenden Reepschnur, schmiegt sich der Rettungssack gleichmäßig und eng anliegend an den Patienten an. Solange das PAX Rettungssack-Gehänge nicht gebraucht wird, ist es in den seitlichen Reißverschlussstaschen sicher untergebracht und behindert die Retter nicht beim Tragen des Patienten. Hierbei erleichtern die verstärkten Tragegriffe zusätzlich den Transport speziell in schwierigem Gelände.

The anti-rotation device is stored in a pocket inside the PAX rescue bag. If needed it can be quickly attached via buckles. Outside pockets allow storage of a vacuum pump and a cervical collar.

The concealed lacing system is operated through a zippered pocket at the lower end of the PAX rescue bag. By simply pulling the lace inside this pocket the PAX rescue bag tightly fits the shape of the patient. When the PAX rescue pendants are not used, they can be stored safely in the zippered pockets on each side of the PAX rescue bag. This makes carrying the patient safer. The reinforced handles additionally facilitate carrying a patient in difficult terrain.



PAX Rettungssack Gehängesystem

Hier gehen wir natürlich besonders sicher und haben unser PAX Rettungssack Gehängesystem auf 3t Belastbarkeit prüfen lassen. Um die Handhabung einfach und sicher zu gestalten, sind die einzelnen Struppen analog zur Aufnahme am Rettungssack farbcodiert.

PAX rescue bag hanging system

Safety is our number one priority here. That's why we tested our PAX rescue bag hanging system on a resilience of three tons. To make the handling as easy and safe as possible the ropes are arranged by a colour code according to their entry at the rescue bag.





Art.-Nr. 155585210

PAX Vakuummatratze Modell - Air Zermatt

Wir haben hier besonders leichte und strapazierfähige Materialien miteinander verarbeitet, um die Anforderungen der Luftrettung zu erfüllen. Die Mehrkammer-2-Lagen-Füllung gibt dieser Matratze ausreichend Steifigkeit. Im Fußbereich haben wir wegen der häufig anzutreffenden Skischuhe das Außenmaterial auch patientenseitig verarbeitet. Die Handgriffe sind direkt an die Matratze gearbeitet, um Gewicht und Platz zu sparen. Im Nackenbereich unterstützt eine Einlage den besonders sensiblen Bereich.

PAX Vacuum Mattress model - Air Zermatt

We combined especially light and robust materials to meet the requirements of the air rescue. The multi chamber double layer filling makes this mattress the necessary stiffness. Because of the often worn ski boots we processed the material towards the patient as well. The handles are directly connected to the mattress to save space and weight. An inlay supports the especially sensitive area of the neck.

200x60 2,53

10

FT LIGHT TPU



Made in Germany

Integrierte Kopffixierung, die zusammen mit der Matratze abgesogen wird.

Integrated head attachment which is deflated together with the mattress.



Direkt angesetzte Handgriffe
Directly attached handles



Die PAX Vakuummatratzen

werden mit unseren Standardgurten in fünf verschiedenen Farben ausgeliefert. Die Farben korrespondieren mit den Farben der Gurtverschlüsse, um im Einsatz die Patientensicherung zu vereinfachen. Die Standardgurte sind unbeschichtet und können gewaschen oder getauscht werden. Alternativ bieten wir beschichtete Gurte, die sich gut abwischen und desinfizieren lassen. Unsere PAX Vakuummatratzen PAX Mummy und PAX Ergo bieten wir in zwei verschiedenen Griffoptionen an. Zur Auswahl stehen eine durchgehende Griffleiste oder einschlaufbare Einzelgriffe.

PAX Vacuum Mattresses

are supplied with our standard belts in five different colours. The colours correspond to the colours of the belt buckles to simplify patient safety during use. The standard belts are uncoated and can be washed or replaced. Alternatively, we offer coated belts that are easy to wipe clean and disinfect. Our PAX Vacuum Mattresses PAX Mummy and PAX Ergo are available in two different handle options. You can choose between a continuous handle strip or single handles that can be looped in.

Art.-Nr. 155165210

PAX I-Mat

Die PAX I-Mat Vakuummatratze ist unser Einsteigerprodukt und wird mit der gleichen PAX-Sorgfalt hergestellt, wie alle unsere Produkte. Der gerade Schnitt erinnert an ein groß geschriebenes „I“ und ist ideal für den Einsatz im Sanitätsbereich. Die PAX I-Mat wird mit 8 einschlaufbaren Griffen und unseren 5 Standardverzurrgurten ausgeliefert. Die PAX I-Mat erfüllt die Norm EN20486.

PAX I-Mat

The PAX I-Mat Vacuum Mattress is our entry-level product and is manufactured with the same PAX care as all of our products. The straight cut reminds of a capital „I“ and is ideal for use in the medical sector. The PAX I-Mat is supplied with 8 attachable handles and the PAX standard securing belts. The PAX I-Mat complies with the EN20486 standard.

200x70 4,23**

10

FT



Made in Germany



* Neues Material / New material: PAX-FlexTEC

** Gewicht ohne Griffe und Gurte / Weight without handles and straps



Art.-Nr. 155145210 Griffleiste / handle strip

Art.-Nr. 155155210 Griffe / handles

PAX Mummy-Mat

Mit der PAX Mummy-Mat Vakuummatratze haben wir uns an der Körperform orientiert und diese als ein Übergroßes „V“ geformt. Das „V“-Übermaß ermöglicht aufgrund der größeren Spannweite ab dem Becken eine verbesserte Sicherung des Patienten. Die Vakuummatratze kann über die Seiten hinaus um den Patienten anmodelliert werden. Mit Hilfe der farbcodierten Gurte wird der Patient gesichert.

PAX Mummy-Mat

The shape of the PAX Mummy-Mat vacuum mattress is aligned to the human body shape resulting in an oversized „V“. The „V“-oversize allows an improved securing of the patient. The vacuum mattress can be modulated around the patient's body covering the complete torso. The patient is secured with the help of the colour-coded straps.

202x97 4,70**

10

FT



Art.-Nr. 155125210 Griffleiste / handle strip

Art.-Nr. 155135210 Griffe / handles

PAX Ergo-Mat

Die PAX Ergo-Mat Vakuummatratze ist das Flaggschiff der neuen PAX-Vakuummatratzen und weist neben dem anatomischen V-Zuschnitt ein angesetztes Kopfteil auf, das die Nutzung der Patientengurte der Fahrzeugtrage problemlos nutzbar macht.

PAX Ergo-Mat

The PAX Ergo-Mat vacuum mattress is the flagship of the new PAX vacuum mattresses and features an anatomically V-shaped outline with a special designed head section enabling the use of the patient restraining belts of the stretcher.

202x97 4,50**

10

FT



PAX-Vakuumprodukte

• und Ersatzteile, sowie Reparatursets findest du auf unserer Internetseite: www.pax-bags.com



PAX-Vacuum products

• and spare parts, as well as repair kits can be found on our website: www.pax-bags.com



Art.-Nr. 16087 ...

PAX Vakuummatratze Ergo-Mat - mit Kopffixierung

Wir hören einfach nicht auf und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. In diesem Modell der PAX Ergo-Mat haben wir einige Neuheiten miteinander kombiniert. Die Kombination dieser Neuheiten ist auch mit anderen Vakuummatratzen möglich. Weitere Informationen hierzu findest du in der Preisliste und auf unserer Internetseite.

In diesem Modell „PAX Ergo-Mat mit integrierter Kopffixierung und Nackenunterstützung“ haben wir unser neues, patentiertes Kopffixationssystem und die integrierte Nackenunterstützung eingesetzt. Die Kopffixierung wird zusammen mit der Matratze abgesaugt und gibt dem Kopf somit wesentlich mehr Halt. Die Fixierstreifen sind im Lieferumfang enthalten und auch als 10er Set in der Preisliste als Ersatzteil erhältlich. Die integrierte Nackenunterstützung verhindert die Hyperflexion des Nackenbereiches bei Tragetransport.

PAX Vacuum Mattress Ergo-Mat with head fixation

We just won't stop taking our products to the next level. For this version of the PAX Ergo-Mat we just combined some innovations. The combinations of these innovations is also applicable for other vacuum mattresses. For further information please check our price list or our website.

202x97 5,20**

10

FT



PAX Vakuumschienen

Unsere PAX Vakuumschienen sind aus dem gleichen biokompatiblen Material wie die Patientenseite unserer PAX Vakuummatratzen und besonders leicht formbar. Die PAX Vakuumschienen können desinfizierend gereinigt werden.

PAX Vacuum splints

Our PAX Vacuum splints are made of the same biocompatible material as the patient side of our PAX Vacuum Mattresses and are particularly easy to form. The PAX Vacuum rails can be cleaned with disinfectant.



Art.-Nr. 155535210

PAX Unterarmschiene

Unsere sehr gut anmodulierbare Unterarmschiene wird mit auswechselbaren Klettbindern sicher befestigt.

PAX Forearm splint

Our forearm splint can easily be adjusted and is securely fastened with exchangeable Velcro straps.

Länge / length: 55 0,22

10

FT

Art.-Nr. 155555210

PAX Ellenbogenschiene

Die vorgeformte Ellenbogenschiene wird mittels 3 auswechselbarer Klettbindern gut anmoduliert am betroffenen Arm befestigt. Das Mehrkammer-system erleichtert die Anpassung.

PAX Elbow splint

The preformed elbow splint is well adjusted and attached to the affected arm by means of 3 exchangeable Velcro straps. The multi-chamber system facilitates the adjustment.

Länge / length: 60 0,35

10

FT

Art.-Nr. 155545210

PAX Beinschiene

Mit unserer sehr gut anmodulierbaren Beinschiene kann der Patient sicher versorgt werden. Die auswechselbaren Klettbindern und das gut zu verschließende Fußteil geben dem Bein eine sehr gute Stabilisation.

PAX Leg splint

With our very adjustable leg splint, the patient can be treated safely. The exchangeable Velcro straps and the easy-to-fasten foot section provide very good stabilisation for the leg.

Länge / length: 100 0,76

10

FT





Lässiges Design und volle Funktionalität.

Unser alternatives Schienenset kommt komplett ohne Klettband aus. Die Schienen werden mit Steckschnallen und variablen Gurten an die Extremität angepasst. Das in diesen Schienen verarbeitete Ventil ist baugleich mit denen unserer Vakuumschienen. Selbstverständlich sind die Gurte austauschbar.

Casual design and full functionality

Our alternative splint set doesn't need any velcro straps. The splints are adjusted to the extremities with buckles and flexible belts. The valve processed in the splints is identical in construction with those in the vacuum splints. And of course the belts are replaceable.



Art.-Nr. 16202 ...
PAX Vakuumschiene rec Arm
PAX Vacuum splint rec arm

65x46 0,58

10
FT

Art.-Nr. 16202 ...
PAX Vakuumschiene rec Gelenk
PAX Vacuum splint rec joint

55x47 0,49

10
FT

Art.-Nr. 16203 ...
PAX Vakuumschiene rec Bein
PAX Vacuum splint rec leg

106x64 1,19

10
FT



PAX Vakuumschienen Sets

Natürlich sind unsere Vakuumschienen auch als Set erhältlich und sogar miteinander kombinierbar. So kannst du die unterschiedlichen Designs ganz nach deinen Wünschen anordnen. Mehr Informationen dazu findest du in unserer Preisliste.

PAX Vacuum splint sets

Of course you can purchase our vacuum splints as a set and you can even combine them. This way you can configure the different designs according to your wishes. For more information check our price list.



Für die PAX Vakuumschienen Sets bieten wir dir natürlich auch die passenden Transport- und Lagerungstaschen in verschiedenen Größen an.

Of course we offer the matching transport and storage bags for the PAX Vacuum splint sets in several sizes.

10
L





Art.-Nr. 102001103

PAX-Spineboard Gurtsystem

Fixiersystem mit Klettverschlüssen. Reflexstreifen gelb auf den Schultergurten. Mit farbiger Kennzeichnung der Quergurte. Inkl. Transporttasche.


PAX-Spine board-harness system

Fixation system with hook & loop straps. Reflective straps yellow on the shoulder straps. Coloured marking of the transverse belts. Including transport bag.

0,65

03

Gurtband



Art.-Nr. 12352 ...

PAX Patiententransporttuch mit Abdeckung

In der Luftrettung oder am Berg kommt dieser Wärme- und Transportsack häufig zum Einsatz. Die Begurtung nach DIN/EN 1865, die optional erhältliche, einklettbare Fleecedecke im antibakteriellen, wasserdichten und atmungsaktiven Überzug oder eine einklettbare aktive Wärmedecke, die diversen Gerätehalterungen und Eingriffe an der Außenseite und die abnehmbaren Tragegriffe machen diesen Überzug vielseitig einsetzbar. Die Oberseite lassen sich abnehmen, waschen und individuell beschriften.

PAX Patient soft carrier with cover

In Air rescue or in the the mountains this warmth and transport sack is often used. The strapping according to DIN/EN 1865, the optionally available velcroable fleece blanket in an anti-bacteria, waterproof - breathable cover as well as various device holder on the outer side and the detachable carrying handles render this cover suitable for various applications. The upper parts can be detached, washed and labelled individually.

40x200x50 4,24

01

D



PRO

Art.-Nr. 10236 ...

PAX Infu-Warm System

Isolationstasche für Infusionen in sehr kalter Umgebung inkl. Wärmegelkissen für Mehrfachnutzung und Isolationsschlauch (1,5 m) für das Infusionssystem.

PAX Infu-Warm System

Insulating bag for storing intravenous drips in very cold environment, incl. warmth gel cushion which can be reused several times and insulated tube for the drip system.


40x21x3 0,50

01 21

L



PRO SEG





Art.-Nr. 13657

PAX EvaFix Spineboard

Wenn es schnell gehen muss...

Mit diesem System können Patienten innerhalb weniger Sekunden auf dem Spineboard fixiert und aus der Gefahrenzone evakuiert werden.

Das PAX EvaFix wird schon vor dem Gebrauch am Spineboard befestigt. Die Verwendung der Signalfarben und die Nutzung unterschiedlicher Griffe ermöglichen geschultem Personal auch bei Nullsicht ein schnelles und sicheres Arbeiten.

PAX EvaFix Spineboard

If the job has to be done quickly...

With this system patients can be fastened to the spineboard and evacuated from the danger zone within seconds.

The PAX EvaFix is mounted to the spineboard prior to operation. The use of signal colours and different handles enables well trained staff to work even in zero visibility.

1,35



P



PAX Float M/L – Rollboard

Die PAX Float-Umlagerungshilfen in zwei Ausführungen. Die Variante „M“ ist faltbar und für den Einsatz im Rettungsdienst und Krankentransport geeignet. Der Bezug ist waschbar und auch austauschbar. Mit der „L“-Variante ist die Umlagerung noch einmal einfacher, allerdings wird für deren Lagerung mehr Platz benötigt.

PAX Float M/L – Rollboard

The PAX Float Respositioning Aids are available in two versions. The „M“ version is foldable and suitable for use in Emergency and Ambulance services. The cover is washable and exchangeable. The „L“ version makes load transfer even easier, but more space is required for storage.



Made in Germany

Art.-Nr. 15557

Float M - Rollboard
Float M - Rollboard

85x42 1,00

01

TEC

Art.-Nr. 15556

Float L - Rollboard
Float L - Rollboard

180x42 2,10

01

TEC





PAX Bandschlingen

Du erhältst die PAX-Bandschlingen in sechs verschiedenen Farben. Jeder Farbe ist eine Länge bis 180 cm zugeordnet, erst dann wiederholt sich die Farbe. Die PAX-Bandschlingen sind 25 mm breit und nach EN354:2011, EN795-B:2012, EN566:2007 zur Selbstsicherung, als Verbindungsmittel oder Ankerplatz geeignet.

PAX Slings

The PAX webbing slings are available in six different colours. Every colour is assigned a different length of up to 180 cm, then the colours begin to repeat with each subsequent size. The PAX webbing slings are about 25 cm wide and suitable for self-attachment, as a binding medium or anchoring in compliance with EN354:2011, EN795-B:2012, and EN566:2007 requirements.

Gurtband

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung / Article name	Farbe / Colour	Maße / Dimensions
140984203	PAX Bandschlinge 40 cm PAX Sling 40 cm	03	L: 40 cm
140994210	PAX Bandschlinge 60 cm PAX Sling 60 cm	10	L: 60 cm
141004201	PAX Bandschlinge 80 cm PAX Sling 80 cm	01	L: 80 cm
141014208	PAX Bandschlinge 100 cm PAX Sling 100 cm	08	L: 100 cm
141024239	PAX Bandschlinge 120 cm PAX Sling 120 cm	39	L: 120 cm
141034202	PAX Bandschlinge 150 cm PAX Sling 150 cm	02	L: 150 cm
141044209	PAX Bandschlinge 180 cm PAX Sling 180 cm	09	L: 180 cm
141044203	PAX Bandschlinge 180 cm PAX Sling 180 cm	03	L: 180 cm
141054210	PAX Bandschlinge 200 cm PAX Sling 200 cm	10	L: 200 cm



PAX Stausack - XS, S und M

Die kleinen PAX-Packwunder: wasserdicht, leicht und unheimlich klein faltbar. Sie sind mit textilen Sicherungsösen und Steckschnalle ausgerüstet. Du erhältst sie in drei unterschiedlichen Größen.

PAX Stuff Sack- XS, S and M

The small PAX-packing wonders: water proof, light and incredibly compact when folded. They incorporate textile safety eyes and buckles and are available in three different sizes.

08

L



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung / Article name	Maße / Dimensions	Gewicht / Weight
143830408	PAX Stausack XS PAX Stuff Sack XS	40x23x15 cm	0,04 kg
143820408	PAX Stausack S PAX Stuff Sack S	52x30x21 cm	0,06 kg
143860408	PAX Stausack M PAX Stuff Sack M	57x38x25 cm	0,08 kg



Mehr interessante

• Specials und weitere Produkte findest du unter www.pax-bags.com

More interesting

• specials and more you find at www.pax-bags.com



Art.-Nr. 13080 ...

exPAXable

Aus Klein wird Groß. Der Rucksack passt in seine eigene Innentasche und ist ein unauffälliger Begleiter, bis er exPAXed wird und sich knallig zeigt.

exPAXable

Small becomes large. The backpack fits into its own inner pouch and accompanies you unnoticed until it is exPAXed and shows up colourful.

45x30x14 0,20

08 09

L



Art.-Nr. 12937 ...

PAX Schal

Praktischer und warmer Stulpschal aus unserem Rettungs-Boa-Deckenfleece mit schickem PAX-Dreieck.

PAX scarf

Practical and warm scarf made of our Rescue-Boa-blanket fleece with stylish PAX-triangle.

40x27

08

FLEECE



Art.-Nr. 145670003

PAX Tasse Nr.6

PAX Tasse Nr. 6 im aktuellen PAX-Design.

PAX mug No. 6

PAX mugg No. 6 in current PAX-Design.

0,40



Art.-Nr. 16235

PAX Portemonnaie

Geschweißtes PAX Portemonnaie für Karten und Geldscheine.

PAX-Purse


Welded PAX purse for creditcards and notes.

9x11,5x0,5 0,02

08 09

L





X-CEN-TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • D-26203 Wardenburg / Germany
Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: info@pax-bags.de • www.pax-bags.com