


PAX-Clip-In-System 3.0

Volle Konzentration auf die Medikamentengabe.



Mit dem neuen PAX-Clip-In-System 3.0 verbesserst du die Abläufe spürbar. Effizienz und Komfort vereint in einem durchdachten System.

- ▲ Gesteigerte Patienten- und Mitarbeitersicherheit
- ▲ Erhöhte Übersichtlichkeit
- ▲ Einfache Montage
- ▲ Verringertes Systemgewicht
- ▲ Platzsparende Unterbringung




Art.-Nr. 286274510

PAX Ampullarium XL PCI POS 3.0

Passend zum PAX-Organizing-System (POS) ist das PAX Ampullarium XL PCI POS 3.0 in den Ausmaßen des XL Moduls gefertigt. Das PAX-Clip-In System ist im Boden und im Deckel montiert und wird nach Bedarf mit den PAX-Ampullenclips bestückt. Die seitlich ausklappbaren Mittelwände nehmen Spritzen, Kanülen und weiteres Zubehör auf und schützen gleichzeitig die Ampullen bei großem Druck von außen. Das Ampullarium ist außen am Boden mit Flauschstreifen ausgestattet, um es in entsprechenden Rucksäcken zu fixieren. Die Anzahl der unterzubringenden Ampullen variiert zwischen ca. 70 und 200, je nach Größe der Ampullen und gewünschter Übersichtlichkeit.

24x33x10 2,00

10
RIP
TEC PRO




Art.-Nr. 286254510

PAX Ampullarium P5/11 M PCI 3.0

Dieses Ampullarium passt zum Rucksacksystem P5/11 und wird mit Magneten im Rucksack gehalten. Es entspricht in der Größe dem Klarsichtmodul „MLH“ oder zwei Klarsichtmodulen „SH“. Die Anzahl der unterzubringenden Ampullen variiert zwischen ca. 60 bis 160 Ampullen, je nach Größe der Ampullen und gewünschter Übersichtlichkeit.

24x30x10 2,05

10
RIP
TEC PRO




Art.-Nr. 286264510

PAX Ampullarium P5/11 L PCI 3.0

Im Modulsystem des P5/11 entspricht dieses Ampullarium dem Platz von zwei Klarsichtmodulen „L“ und wird ebenfalls mit Magneten in Position gehalten. Dieses Ampullarium bietet aktuell den größten Platz für Medikamenten (bis zu ca. 200 Ampullen). Die seitlich ausklappbaren Mittelwände nehmen Spritzen, Kanülen und weiteres Zubehör auf und schützen gleichzeitig die Ampullen bei großem Druck von außen.

30x36x10 2,60

10
RIP
TEC PRO



Art.-Nr. 289194510

PAX Funktionsmodul Medikamente PCI 3.0

Funktionsmodul zur sicheren Aufbewahrung von Medikamenten mit einer im Deckel integrierten PAX-Clip-In-System Trägerplatte FM Medikamente. Die praktische Fächerunterteilung im Korpus sorgt durch Klarsichtdeckel ausgestattet für eine übersichtliche Lagerung von Zubehör. Außen besteht die Möglichkeit, einen optional erhältlichen PAX Griff Module P5/11 2.0 (Artikelnummer 2788503..) zu befestigen.

28x36x10 1,26

10
RIP
TEC PRO





it's all about performance

Art.-Nr. 289184510

PAX Funktionsmodul MLH Medikamente PCI 3.0

Funktionsmodul zur sicheren Aufbewahrung von Medikamenten mit einer im Deckel integrierten PAX-Clip-In-System Trägerplatte P5/11 M. Die praktische Fächerunterteilung im Korpus sorgt durch Klarsichtdeckel ausgestattet für eine übersichtliche Lagerung von Zubehör. Außen besteht die Möglichkeit, einen optional erhältlichen PAX Griff Module P5/11 2.0 (Artikelnummer 2788503..) zu befestigen.

24x32x10 0,91

10

RIP PRO



PAX-Clip-In-System Modul-Bestückung

Art.Nr.	Artikelname	Abmessung*	**S 3.0	**M 3.0	**L 3.0	**XL 3.0	***Trägerplatte
286274510	PAX Ampullarium XL PCI POS 3.0	24x33x10	15	15	10	10	2x XL POS
286254510	PAX Ampullarium P5/11 M PCI 3.0	24x30x10	15	15	10	10	2x P5/11 M
286264510	PAX Ampullarium P5/11 L PCI 3.0	30x36x10	20	20	15	12	2x P5/11 L
289194510	PAX Funktionsmodul Medikamente PCI 3.0	28x36x10	10	10	10	8	1x FM Medikamente
289184510	PAX Funktionsmodul MLH Medikamente PCI 3.0	24x32x10	10	10	5	6	1x P5/11 M

*in cm

**PAX-Clip-In-System Ampullclip

***PAX-Clip-In-System Trägerplatte

PAX-Clip-In-System Fahrzeughalterung

Art.Nr.	Artikelname	Abmessung*	**S 3.0	**M 3.0	**L 3.0	**XL 3.0	***Trägerplatte
289384312	PAX-Clip-In-System Fahrzeughalterung P5/11 M	22,7x29	10	10	5	6	P5/11 M
289394312	PAX-Clip-In-System Fahrzeughalterung P5/11 L	28,5x35	10	10	10	8	P5/11 L
289404312	PAX-Clip-In-System Fahrzeughalterung XL POS 3.0	22,8x33	10	10	10	8	XL POS

*in cm

**PAX-Clip-In-System Ampullclip

***PAX-Clip-In-System Trägerplatte

Der Clip macht den Unterschied

Das neue Design unserer Ampullenclips sorgt für Ordnung und eine platzsparende Bestückung. Vier unterschiedliche Clips sorgen für sicheren Halt, einfache Montage und eine übersichtliche Anordnung.


PAX-Clip-In-System Ampullclip S 3.0




PAX-Clip-In-System Ampullclip M 3.0



PAX-Clip-In-System Ampullclip L 3.0



PAX-Clip-In-System Ampullclip XL 3.0



PAX-Clip-In-System Ampullclip

	*S 3.0	*M 3.0	*L 3.0	*XL 3.0
Glasbruch-ampullen	1 ml	x		
	2 ml	x		
	5 ml		x	
	10 ml			x
Stechampullen				x
Plastikampullen**		x	x	x
Plastikphiole	x			

*PAX-Clip-In-System Ampullclip
**je nach Hersteller

PAX-Clip-In-System Ampullclip Sets

Art.Nr.	Artikelname	Anzahl Clips
289340010	PAX-Clip-In-System Ampullclip S 3.0 Set	Set aus 20 Clips S 3.0
289350010	PAX-Clip-In-System Ampullclip M 3.0 Set	Set aus 20 Clips M 3.0
289360010	PAX-Clip-In-System Ampullclip L 3.0 Set	Set aus 20 Clips L 3.0
289370010	PAX-Clip-In-System Ampullclip XL 3.0 Set	Set aus 20 Clips XL 3.0*

*plus 1 m Elastikkordel 1 mm
(10 Gesamtclips)

PAX-Clip-In-System Trägerplatte P5/11 M



PAX-Clip-In-System Trägerplatte P5/11 L



PAX-Clip-In-System Trägerplatte XL



PAX-Clip-In-System Trägerplatte FM Medikamente





Weitere
Informationen:




X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30

26203 Wardenburg

+49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0

info@pax-bags.de



Fehler oder Änderungen aus technischen Gründen,
die der Verbesserung dienen, können nicht ausgeschlossen werden.
Alle Produkte werden ohne Inhalt geliefert.