




it's all about performance

## PAX-Clip-In-System 3.0

Concentration totale sur l'administration des médicaments.



Avec le nouveau PAX-Clip-In-System 3.0, vous pouvez améliorer considérablement vos processus. Efficacité et commodité réunies dans un système sophistiqué.

▲ Sécurité accrue pour les patients et le personnel

▲ Clarté accrue

▲ Installation simple

▲ Poids réduit du système

[www.pax-bags.com/fr/](http://www.pax-bags.com/fr/)





it's all about performance

Numéro d'article: 286274510

## PAX ampoule holder XL PCI POS 3.0

Le support pour ampoules PAX XL PCI POS 3.0 est conçu pour s'adapter au système d'organisation PAX (POS) et présente les mêmes dimensions extérieures que le module XL. Le système PAX Clip-In est monté dans la base et le couvercle et est équipé de clips pour ampoules PAX selon les besoins. Les parois centrales, qui peuvent être rabattues sur le côté, permettent de ranger des seringues, des canules et d'autres accessoires tout en protégeant les ampoules contre les pressions extérieures élevées. Le support d'ampoules PAX est équipé de bandes en non-tissé à l'extérieur de la base pour le fixer dans des sacs à dos adaptés. Le nombre d'ampoules pouvant être logées varie entre 70 et 200 environ, en fonction de la taille des ampoules et du niveau d'organisation requis. In est monté dans la base et le couvercle et est équipé de clips pour ampoules PAX selon les besoins. Les parois centrales, qui peuvent être rabattues sur le côté, permettent de ranger des seringues, des canules et d'autres accessoires tout en protégeant les ampoules contre les pressions extérieures élevées. Le support d'ampoules PAX est équipé de bandes en non-tissé à l'extérieur de la base pour le fixer dans des sacs à dos adaptés. Le nombre d'ampoules pouvant être logées varie entre 70 et 200 environ, en fonction de la taille des ampoules et du niveau d'organisation requis.

8,58x12,87x3,90 inch 4,4 lb

10 RIP TEC PRO

Numéro d'article: 286254510

## PAX ampoule holder P5/11 M PCI 3.0

Ce support pour ampoules PAX s'adapte au système de sac à dos P5/11 et se fixe dans le sac à dos à l'aide d'aimants. Il correspond en taille au module transparent PAX « MLH » ou à deux modules transparents « SH ». Le nombre d'ampoules pouvant être logées varie entre environ 60 et 160 ampoules, en fonction de la taille des ampoules et du nombre d'ampoules souhaité.

8,58x11,70x3,90 inch 4,51 lb

10 RIP TEC PRO

Numéro d'article: 286264510

## PAX ampoule holder P5/11 L PCI 3.0

Dans le système modulaire du sac à dos PAX P5/11, ce porte-ampoules PAX correspond à l'espace de deux modules PAX See-Through « L » et est également maintenu en place à l'aide d'aimants. Ce porte-ampoules PAX offre actuellement le plus grand espace de rangement pour les médicaments (jusqu'à environ 200 ampoules). Les parois centrales peuvent être rabattues sur le côté pour accueillir des seringues, des canules et d'autres accessoires, tout en protégeant les ampoules de la pression extérieure

11,70x14,04x3,90 inch 5,73 lb

10 RIP TEC PRO

Numéro d'article: 289194510

## PAX function module medication PCI 3.0

Module fonctionnel pour le rangement sécurisé des médicaments avec une plaque de support PAX-Clip-In-System pour médicaments FM intégrée dans le couvercle. Les compartiments pratiques à l'intérieur sont équipés de couvercles transparents pour un rangement clair des accessoires. Il est possible de fixer à l'extérieur une poignée PAX disponible en option pour le module P5/11 2.0 (réf. 2788503..).

11,23x14,04x3,90 inch 6,11 lb

10 RIP TEC PRO





it's all about performance

Numéro d'article: 289184510

PAX function module MLH medication PCI 3.0

Module fonctionnel pour le rangement sécurisé de médicaments avec une plaque de support PAX-Clip-In-System P5/11 M intégrée dans le couvercle. La compartimentation pratique du corps, équipée de couvercles transparents, garantit un rangement clair des accessoires. Une poignée PAX en option pour le module P5/11 2.0 (réf. 2788503..) peut être fixée à l'extérieur.

8,58x12,48x3,90 inch 2,01 lb

10  
RIP  
PRO



Système PAX Clip-In Assemblage des modules							
Numéro d'article:	Désignation du produit	Mesure*	**S 3.0	**M 3.0	**L 3.0	**XL 3.0	***Plaque de Carrier
286274510	PAX ampoule holder XL PCI POS 3.0	8,58x12,87x3,90	15	15	10	10	2x XL POS
286254510	PAX ampoule holder P5/11 M PCI 3.0	8,58x11,70x3,90	15	15	10	10	2x P5/11 M
286264510	PAX ampoule holder P5/11 L PCI 3.0	11,70x14,04x3,90	20	20	15	12	2x P5/11 L
289194510	PAX function module medication PCI 3.0	11,23x14,04x3,90	10	10	10	8	1x FM medication
289184510	PAX function module MLH medication PCI 3.0	8,58x12,48x3,90	10	10	5	6	1x P5/11 M

\*en pouces  
\*\*Ampoule PAX-Clip-In-System  
\*\*\*Plaque de carrier PAX-Clip-In-System

Système PAX-Clip-In Carrier pour véhicule							
Numéro d'article:	Désignation du produit	Mesure*	**S 3.0	**M 3.0	**L 3.0	**XL 3.0	***Plaque de Carrier
289384312	PAX-Clip-In-System Vehicle bracket P5/11 M	8,85 x 11,31	10	10	5	6	P5/11 M
289394312	PAX-Clip-In-System Vehicle bracket P5/11 L	11,23 x 13,65	10	10	10	8	P5/11 L
289404312	PAX-Clip-In-System Vehicle bracket XL POS 3.0	8,89 x 12,87	10	10	10	8	XL POS

\*en pouces  
\*\*Ampoule PAX-Clip-In-System  
\*\*\*Plaque de carrier PAX-Clip-In-System

Le clip fait toute la différence

La nouvelle conception des clips pour ampoules PAX-Clip-In-System permet de tout organiser et de gagner de la place. Quatre clips de tailles différentes garantissent un maintien sûr, un montage facile et un rangement clair et organisé.

PAX-Clip-In-System ampoule clip S 3.0




PAX-Clip-In-System ampoule clip M 3.0



PAX-Clip-In-System ampoule clip L 3.0



PAX-Clip-In-System ampoule clip XL 3.0



PAX-Clip-In-System carrier plate P5/11 M



PAX-Clip-In-System carrier plate P5/11 L



PAX-Clip-In-System carrier plate XL



PAX-Clip-In-System carrier plate FM medication



Clips pour ampoules PAX-Clip-In-System 3.0				
		*S 3.0	*M 3.0	*L 3.0
Casse de verre ampoules	1 ml	x		
	2 ml	x		
	5 ml		x	
	10 ml			x
Ampoules				x
Ampoules en plastique**			x	x
Flacons en plastique		x		

\*PAX-Clip-In-System clip pour ampoule  
\*\*Selon le fabricant

Kits de clips pour ampoules PAX-Clip-In-System		
Numéro d'article:	Désignation du produit	Quantité de clips
289340010	PAX-Clip-In-System ampoule clip S 3.0 set	Lot de 20 clips S 3.0
289350010	PAX-Clip-In-System ampoule clip M 3.0 set	Lot de 20 clips M 3.0
289360010	PAX-Clip-In-System ampoule clip L 3.0 set	Lot de 20 clips L 3.0
289370010	PAX-Clip-In-System ampoule clip XL 3.0 set	Lot de 20 clips XL 3.0*

\*Plus 1 m de cordon élastique de 1 mm  
(10 clips au total)




Pour plus  
d'informations :



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG  
Westerburger Weg 30  
26203 Wardenburg / Allemagne

+49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0  
info@pax-bags.de



Des erreurs ou des modifications pour des raisons techniques  
visant à améliorer le produit ne peuvent être exclues.  
Tous les produits sont livrés sans contenu.